

Varilymph Pro

Manual de uso



V.7 29/05/2024

1. ACERCA DEL PRODUCTO

Es un dispositivo de control automático de 12 cámaras para la **Terapia de Compresión Neumática Intermittente (IPC)**. Se puede utilizar el dispositivo junto con los manguitos para una terapia de drenaje físico en 12 pasos para trastornos linfáticos y venosos crónicos.

Este dispositivo se puede utilizar con una o dos manguitos y permite efectuar una terapia altamente eficaz en piernas, brazos y zona del hombro.

El dispositivo produce una presión ajustable en los manguitos. El flujo de presión empieza en las zonas corporales más alejadas del corazón (pies y manos) y se extiende en 12 etapas hasta las zonas más próximas.

La presión terapéutica se puede ajustar mediante el dispositivo de control. El inflado y desinflado de las cámaras de aire en el orden correcto se realiza de forma automática por el aparato.

La terapia activa la circulación venosa y linfática.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 2.1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
- 2.2. Este producto ha sido diseñado únicamente para los usos indicados en el manual de instrucciones.
- 2.3. Antes de que el paciente cambie de sistema, éste debe recibir un tratamiento quimio-termal por parte de un distribuidor autorizado. Esto se debe a razones higiénicas y al cumplimiento del Reglamento sobre Dispositivos Médicos (MPG) y directrices higiénicas hospitalarias del Instituto Robert Koch.
- 2.4. Rogamos utilizar el aparato de presoterapia ÚNICAMENTE con los manguitos.
- 2.5. **ATENCIÓN: No abrir ni cerrar la cremallera de los manguitos con presión. Antes de abrir o cerrar la cremallera es imprescindible desinflar los manguitos.**
- 2.6. El aparato debe ponerse en funcionamiento únicamente en habitaciones cerradas y por personal médico o cualificado.
- 2.7. Es peligroso utilizar el sistema en presencia de gases fácilmente inflamables.
- 2.8. Mantener el aparato alejado del agua y la humedad (por ej. vapor). Si hubiera penetrado agua en la unidad de control, desconectar inmediatamente el aparato del suministro eléctrico.
- 2.9. No utilizar la unidad de control antes de que se haya calentado o enfriado a la temperatura ambiente.
- 2.10. Mantener el sistema alejado de temperaturas superiores a 50°C.
- 2.11. Evitar el contacto de objetos afilados con el cable de alimentación, los tubos flexibles y las mangas de tratamiento.
- 2.12. Cuando se estropee el cable de alimentación, retirar el aparato del servicio y cambiar el cable lo antes posible para evitar riesgos de choque eléctrico, electrocución o incendio.
- 2.13. Utilizar el aparato únicamente con el voltaje especificado (230V ~ 250V / 50Hz).
- 2.14. Este sistema no se puede desechar como basura normal. Para su vertido, informarse en el servicio local de vertidos o consultar al fabricante
- 2.15. Si el aparato estuviera defectuoso, su distribuidor.
- 2.16. El sistema cumple las normas de seguridad en vigor, incluyendo: EN60601-1 y IEC 62366.
- 2.17. Queda expresamente prohibido hacer cambios o modificaciones ajenos a la empresa con pena de anulación inmediata de la garantía y la certificación.

3. CONTENIDO

- Dispositivo de terapia de compresión
- Cable de alimentación
- 1 tubo de conexión para manguitos de 12 cámaras
- Manual de uso
- Tapón

4. CAMPO DE APLICACIÓN

INDICACIONES

- Profilaxis tromboembólica
- Úlcera venosa
- Edema postraumático
- Síndrome posttrombótico
- Trastorno sensorial provocado por hemiplejía bajo estricta supervisión médica
- Trastorno oclusivo arterial periférico (bajo estricta supervisión médica)
- Edema venoso
- Edema linfático
- Formas mixtas de edema
- Lipoedema
- Síndrome del pie diabético

CONTRA-INDICACIONES*:

- Infarto de miocardio reciente
- Edema cardiaco y renal
- Erisipela
- Traumatismo agudo de las partes blandas de las extremidades
- Procesos oclusivos en el sector del drenaje linfático
- Edema pulmonar
- Insuficiencia cardiaca descompensada
- Hipertensión grave desestabilizada
- Tromboflebitis extensiva, trombosis o presunta trombosis
- Neuropatía

Contraindicaciones relativas*:

- Tumores en la zona de drenaje
- Dolor durante la terapia con IPC

* pregunte al médico que le atiende

5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para poner en funcionamiento el aparato, conecte el cargador a la toma de corriente. Conecte el aparato y los manguitos con los tubos de conexión.

Compruebe que los enchufes grises de los manguitos estén conectados a la toma de corriente gris del dispositivo.

En caso de utilizar solamente un manguito, compruebe que el tapón cierre el conector del segundo tubo del dispositivo.

1



2



3



Para poner en funcionamiento el aparato, conecte el cargador a la conexión eléctrica adecuada (Figura 1) e introducir el enchufe en la toma de corriente. Conectar la unidad de control y manguitos a los tubos de conexión. Debido a su diseño los enchufes solamente pueden introducirse en una dirección. (Fig.2 y Fig.3)

Nota: Retirar el plástico protector de la pantalla antes del uso.

Comprobar que el conector gris del manguito esté enchufado a la unidad en las tomas de corriente grises. (Fig.2) El enchufe debe encajar completamente en los cuatro bordes.

UNIDAD DE CONTROL


Parte delantera



Pantalla

Ruleta

Parte posterior




Interruptor de corriente

Conector del tubo

Suministro de corriente

Conector de tubo con tapón



Tiempo de inflado

Tiempo de desinflado

Tiempo de terapia

Inicio/parada

Una vez conectado el aparato mediante el interruptor de corriente, el gráfico aparece en la pantalla automáticamente cada ajuste posible aparece en pantalla durante aproximadamente 10 segundos. Se puede ajustar cada valor haciendo girar el disco. Confirmar el ajuste con el botón del menú se puede modificar cada ajuste incluso después de la fase de arranque. Pulsar simplemente el botón del menú y ajustar el valor haciendo girar el disco

Configuración

- **Tecla de bloqueo:** Pulsar y mantener pulsado durante 3 segundos el botón de terapia para activar o desactivar el bloqueo del teclado. Esta característica está disponible después de poner en marcha la terapia.
- **Tiempo de terapia:** Pulsar el botón de tiempo de terapia. Ajustar el tiempo de **10 a 60 minutos** haciendo girar la ruleta. Pulsar de nuevo el botón para confirmar el ajuste.
- **Tiempo de desinflado:** Pulsar el botón de tiempo de desinflado. Ajustar la configuración girando la ruleta y confirmar pulsando de nuevo el botón de tiempo de desinflado.
- **Tiempo de inflado:** Pulsar el botón de tiempo de inflado. Ajustar la configuración girando la ruleta y confirmar pulsando de nuevo el botón de tiempo de inflado. También se puede esperar 8 segundos aprox. para confirmar los ajustes. La pantalla cambiará al menú de inicio automáticamente.
- **Presión deseada:** Ajustar directamente la presión deseada en el menú de inicio. Girar la ruleta hacia la derecha para aumentar la presión deseada. Girar la ruleta hacia la izquierda para reducir la presión deseada.
- Pulsar el botón de arranque para **iniciar la terapia**.

Se puede ajustar la presión deseada y otros parámetros durante la terapia girando el disco en cualquier momento.

La pantalla muestra la presión actual en la cámara de aire activa.

Se puede parar la terapia pulsando el botón inicio/parada en cualquier momento.

Ajustes individuales:

- Presión terapéutica
- Tiempo de terapia
- Preguntar al médico que le atiende

6. FIN DE LA TERAPIA

El dispositivo se apaga automáticamente cuando ha transcurrido el tiempo de tratamiento y cambia a modo de espera (standby). Desconectar los tubos para desinflar los manguitos. Esperar siempre hasta que los manguitos estén totalmente desinflados antes de abrir la cremallera para quitárselos.

Para transportar fácilmente el sistema, soltar las conexiones de los tubos del dispositivo. Así se evita dañar la unidad de control y los manguitos para tomar la presión.

Evacuación rápida

Se puede poner fin a la terapia en cualquier momento desconectando la unidad de la red eléctrica. Los manguitos de tratamiento se desinflan automáticamente durante un fallo de alimentación eléctrica.

7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Respetar las instrucciones de limpieza adjuntas.

Limpieza

Limpiar todas las superficies expuestas y eliminar los depósitos orgánicos con un detergente neutro y un paño humedecido en agua. Evitar el exceso de agua o de solución de limpieza sobre el compresor.

Los manguitos de presión también pueden limpiarse con un paño humedecido en agua. Si están muy sucios, los manguitos de presión se pueden limpiar también en la lavadora con centrifugado suave a 60°C máximo.

Precaución: comprobar que los tubos de conexión a los manguitos de presión estén bien cerrados con sus tapones antes de limpiarlos. Así se impide la entrada de agua.

Desinfectantes químicos. Recomendamos la desinfección con desinfectantes basados en alcohol (70%). Humedecer todas las superficies con una solución desinfectante, limpiar a continuación con un paño humedecido en agua y secar a fondo.

Para una información detallada sobre limpieza y reprocesamiento contactar con el distribuidor. Se puede cambiar el fusible del pequeño compartimento entre el interruptor y la toma de corriente E14:



8. MANTENIMIENTO

El dispositivo está equipado con componentes de alta calidad y sujeto a estrictos requisitos de calidad. Si encontrara defectos ponerse en contacto con su distribuidor autorizado.

El mantenimiento y reparación de los dispositivos se puede realizar en Wellell Iberia S.L.U.


Para garantizar la seguridad del sistema durante un largo periodo de tiempo, se debe realizar una inspección del mismo al menos cada dos años. Se puede realizar en la compañía SLK, en Wellell Iberia S.L.U. o en un distribuidor autorizado.

8.1 Mensajes de error y solución de averías

El dispositivo está programado para su control electrónico durante el funcionamiento.

Se pueden producir los siguientes mensajes de error

Aviso "Comprobar escapes": el control electrónico ha determinado que la presión deseada elegida no ha podido ser establecida. La razón puede ser un escape en los manguitos, tubos y conectores de tubos. Comprobar las conexiones de los tubos al dispositivo; verificar especialmente que los conectores estén bien encajados en los cuatro bordes. Para que el cierre sea correcto las grapas de unión blancas del conector no deben sobresalir:



Si el mensaje no desaparece después de comprobar los conectores, verificar también otras piezas del sistema de tubos para ver si hay escapes (ver si hay ruidos sibilantes). Si no puede encontrar la causa, contacte con su proveedor autorizado

Aviso "Error 10": el control electrónico ha determinado que un componente móvil responsable de llenar las mangas de tratamiento, no se pudo poner en posición de arranque. La razón puede ser el almacenaje o funcionamiento a temperaturas por debajo de 15°C. En este caso aumentar la temperatura ambiente. Si se hubiera almacenado el dispositivo a bajas temperaturas (por ej. por la noche en un automóvil) esperar hasta que el dispositivo se haya adaptado a la temperatura ambiente. Si persistiera el aviso, contactar con el proveedor autorizado. Si aparecieran otros incidentes a los aquí descritos, contactar con el proveedor autorizado antes de utilizar el aparato.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación eléctrica: 230 volt / 50 Hz
- Entrada: máx. 20 vatios
- Ajuste presión deseada: 15 – 80 mmhg
- Compresión: 17 l/min
- Tiempo de terapia: 10 - 60 min.
- Fusible: 1AL250V
- Vida útil: 5 años o 2000 horas de funcionamiento

Condiciones ambientales de funcionamiento

- Temperatura: 15°C - 40°C
- Humedad rel. Máx.: 85%, sin condensación
- Presión: 700 mbar a 1060 mbar

Transporte y almacenaje

- Temperatura: -20°C - 50°C
- Humedad rel. Máx.: 85%, sin condensación
- Presión: 700mbar a 1060mbar

Dispositivo médico clase IIa
















Protección clase II (dispositivo protegido por aislamiento).

El sistema de presoterapia cuenta con una garantía de 2 años. Por favor referirse a las condiciones de venta y garantía de Wellell Iberia S.L.U. para cualquier duda.

10. ACCESORIOS

	Artículo número	Elemento	Dimensiones			
			Longitud	Alcance		
				Parte superior	Parte media	Parte inferior
Dispositivo	4000	Disp. médico N°:17.99.01.1018				
manguitos- básicos	4030	Pernera normal	81 cm	78 cm	57 cm	53 cm
	4037	Pernera corta	72 cm	73 cm	56 cm	53 cm
	4035	Pernera ancha	81 cm	90 cm	81 cm	73 cm
	4032	Mangas brazos y hombros	76 cm	Hombro 58 cm	Codo 53 cm	Mano 47 cm
	4031	Pantalones de compresión normales con pieza flexible para el pie (talla de cintura 140cm)	Sin pieza flexible para el pie 118 cm	76 cm	70 cm	63 cm
	4029	Pantalones de compresión cortos con pieza flexible para el pie (talla de cintura 140cm)	Sin pieza flexible para el pie 108 cm	76 cm	70 cm	63 cm
	3073	Pantalones de compresión talla especial				
	3075	Pantalones de compresión talla universal			1	
	3069	Chaqueta de compresión talla especial			1	
manguitos- extensores	4033	extensor prenda para piernas normal (4030)	S	20 cm		10 cm
	4039	extensor prenda para piernas corta (4037)		120 cm		10 cm
	4034	extensor para pantalones de compresión normales (4031)		20 cm		10 cm
	4040	extensor para pantalones de compresión cortos (4031)		1 tobillo 13 cm		Empeine 10 cm
	4038	extensor para pantalones de compresión pieza para el pie (4031 y 4029)				
accesorios	4036	Tubo de conexión				
	3067	Cable de alimentación				

11. Pictogramas y símbolos utilizados

	Símbolo del fabricante		Observar las instrucciones de uso
	Fecha de fabricación		Utilizar sólo en interiores
SN	Número de serie		Parte de aplicación BF
IP42	Protección contra la penetración de cuerpos extraños >1 mm y contra el goteo de agua que cae en diagonal		Funcionamiento sólo en la gama de temperaturas de +15°C a 40°C
	Directiva: 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos		Símbolo de la clase de protección II
	Tensión "On" - aparato encendido		Precaución Observe la información adjunta - Observe las notas
	Tensión "Off" - aparato apagado	CE 2274	Se ajusta a las directivas de la Unión Europea con la participación de un organismo notificado
T 1A 	Utilización de un fusible de acción lenta de 1A		Marcado en el embalaje: Transporte y almacenamiento sólo dentro de este intervalo de temperatura -20°C a +50°C
	Marcado en el embalaje: ¡Proteger de la luz solar directa!		Marking on the packaging: Protect from moisture and humidity

12. Directrices CEM

Directrices y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas		
El Varilymph 12 Pro está diseñado para funcionar en un entorno como el que se especifica a continuación. El cliente o el usuario debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.		
Medidas de emisión de interferencias	Concordancia	Entorno electromagnético - Orientación
Emisiones RF según CISPR 11	Grupo 1	El Varilymph 12 Pro utiliza la energía de radiofrecuencia exclusivamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, su emisión de RF es muy baja y es poco probable que interfiera con los dispositivos electrónicos vecinos.
Emisiones RF según CISPR 11	Clase B	El Varilymph 12 Pro es apta para su uso en todo tipo de establecimientos, incluidos los residenciales y los conectados directamente a una red pública de suministro que abastezca también a edificios utilizados con fines residenciales.
Emisiones de armónicos según IEC 61000-3-2	Clase A	
Emisiones de fluctuaciones de tensión/parpadeo según IEC 61000-3-3	Concuerta	


Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
El Varilymph 12 Pro está destinado a utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de SLK debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.			
Pruebas de inmunidad	IEC 60601- Nivel de prueba	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Directrices
Descarga de electricidad estática (ESD) según IEC 61000-4-2	\pm + 6 kV descarga de contacto - + 8 kV descarga de aire	Concuerta Concuerta	Los suelos deben ser de madera, hormigón o tener baldosas de cerámica. Si el suelo está recubierto de material sintético, la humedad relativa debe ser del 30 % como mínimo.
Perturbaciones eléctricas transitorias rápidas / ráfagas según IEC 61000-4-4	\pm + 2 kV para líneas de red \pm 1 kV para las líneas de entrada y salida	Concuerta Concuerta	La calidad de la tensión de alimentación debe corresponder a la de un entorno empresarial u hospitalario típico.
Sobretensiones según IEC 61000-4-5	\pm + 1 kV de tensión en contrafase + 2 kV de tensión en modo común	Concuerta Concuerta	La calidad de la tensión de alimentación debe corresponder a la de un entorno empresarial u hospitalario típico.
Caídas de tensión, interrupciones de corta duración y	< 5 % UT (> 95 % UT dip) para ½ período	Concuerta	La calidad de la tensión de alimentación debe ser la de un entorno empresarial u hospitalario típico. Si el usuario del SLK Varilymph 12 Pro

Fluctuaciones de la tensión de alimentación según IEC 61000-4-11	40 % UT (60 % colapso UT) durante 5 periodos 70 % DE UT (30 % de caída de UT) durante 25 periodos < 5 % UT (> 95 % de caída de UT) durante 5 s		requiere un funcionamiento continuado incluso cuando se producen interrupciones en el suministro eléctrico, se recomienda alimentar el Varilymph 12 Pro con un sistema de alimentación ininterrumpida o con una batería.
Campo magnético a la frecuencia de alimentación (50/60 Hz) según IEC 61000-4-8	3 A/m	Concuerta	Los campos magnéticos a la frecuencia de red deben corresponder a los valores típicos encontrados en entornos empresariales y hospitalarios.

NOTA: UT es la tensión de red de CA antes de aplicar los niveles de prueba.

Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El Varilymph 12 Pro está destinado a utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de SLK debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Pruebas de inmunidad	IEC 60601- Nivel de prueba	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Directrices
Conducido perturbaciones de RF según la norma IEC 61000-4-6 radiadas	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	Concuerta	Las radios portátiles y móviles no deben utilizarse a una distancia del [dispositivo o sistema], incluidas las líneas, inferior a la distancia de separación recomendada calculada mediante la ecuación aplicable a la frecuencia de transmisión. Distancia de guarda recomendada $d=1,17 \sqrt{P}$ $d=1,17 \sqrt{P}$ para 80 MHz a 800 MHz $d=2,33 \sqrt{P}$ para 80 MHz a 2,5 GHz
perturbaciones de RF según IEC000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	Concuerta	siendo P la potencia nominal del transmisor en vatios (W) especificada por el fabricante del transmisor y d la distancia de separación recomendada en metros (m). La intensidad de campo de los radiotransmisores fijos debe ser inferior al nivel de conformidad en todas las frecuencias según un estudio in situ a. b Es posible que se produzcan interferencias en las proximidades de equipos que lleven el siguiente pictograma. 

NOTA 1: Para 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencias más alta.

NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación de las magnitudes electromagnéticas se ve afectada por la absorción y reflexión de edificios, objetos y personas.

^a La intensidad de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de radiotéfonos y radios móviles terrestres,

Las estaciones de radioaficionados y los transmisores de radio y televisión en AM y FM no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para determinar el entorno electromagnético con respecto a los transmisores estacionarios, se debe considerar un estudio del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza el Varilymph 12 Pro supera los niveles de conformidad indicados anteriormente, deberá observarse el SLK Varilymph 12 Pro para demostrar su correcto funcionamiento. Si se observan características de funcionamiento inusuales, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como cambiar la orientación o la ubicación del Varilymph 12 Pro.

^b En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de protección recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de telecomunicaciones por RF y el [DISPOSITIVO o SISTEMA].

El Varilymph 12 Pro está destinado a funcionar en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de radiofrecuencia estén controladas. El cliente o el usuario del Varilymph 12 Pro puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo la distancia mínima entre los dispositivos de telecomunicación por RF portátiles y móviles (transmisores) y el Varilymph 12 Pro - en función de la potencia de salida del dispositivo de comunicación, como se especifica a continuación.

Potencia nominal del transmisor W	Distancia de protección en función de la frecuencia de transmisión m		
	150 kHz a 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,7	3,7	7,37
100	11,7	11,7	23,3

Para los transmisores cuya potencia nominal máxima no se especifica en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede determinarse utilizando la ecuación asociada a cada columna, donde P es la potencia nominal máxima del transmisor en vatios (W) especificada por el fabricante del transmisor.
 NOTA 1: Para 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencias más alta.
 NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación de las magnitudes electromagnéticas se ve afectada por la absorción y reflexión de edificios, objetos y personas.

Cualquier incidente grave relacionado con este producto deberá ser comunicado inmediatamente a su proveedor.

Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a incidencias@wellell.com o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.

Be well, Live well

Wellell



SLK Medical GmbH

Am Herdicksbach 18, 45731 Waltrop, Alemania

Tel: +49 800 7550055



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta

48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta

48008 Bilbao. Vizcaya. Spain

