

1. INTRODUCCIÓN

Este manual debe ser utilizado para una instalación inicial y como referencia posterior.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


2.1. COMPRESOR

Frontal


- (1) Interruptor
- (2) Panel frontal

Parte trasera

- (3) Salida de aire
- (4) Colgadores
- (5) Cable eléctrico



2.2. PANEL FRONTAL



(1) Regulador de presión

Controla la salida de presión de aire. Si gira en sentido de las manillas del reloj, la presión incrementará. Por otro lado, si gira en sentido contrario a las manillas del reloj, la presión se reducirá.


(2) Interruptor principal

Para encender/ apagar el compresor.

3. INSTALACIÓN

Desembale el equipo para comprobar cualquier daño que haya podido ocurrir durante el envío. En caso de daños, contacte inmediatamente con el punto de venta donde adquirió el equipo.

- (1) Coloque el DOMUS 2s en la parte superior de una espuma o colchón en la cama. Sujete el colchón a la cama mediante las tiras de nylon si las tuviera



⚠ **NOTA: El Domus 2s no es un colchón de reemplazo por lo que se recomienda usar un foam o similar debajo cuando se utiliza.**

⚠ **NOTA: Cubrir la colchoneta con una funda para evitar el contacto directo de la piel con la colchoneta. El consumidor puede contactar con Wellell Inc si está interesado en adquirir fundas de colchón que han pasado test de sensibilización de la piel.**

- (2) Colgar el compresor de la barandilla o del picadero de la cama y ajustar los colgadores para que quede fijado en posición vertical, o posicionarlo en una superficie plana.

- (3) Conecte la salida/entrada de aire del colchón al compresor.


⚠ **NOTA: Asegúrese de que los tubos de aire no han quedado escondidos o doblados bajo el colchón. Conecte el cable eléctrico a la corriente**

⚠ **NOTA:**

(1) **Asegúrese de que el compresor es apropiado para el voltaje eléctrico local.**

(2) **El enchufe también puede servir para desconectar el aparato**

⚠ **PRECAUCIÓN: El compresor solamente se puede utilizar con el colchón recomendado por el fabricante. No lo utilice para ninguna otra finalidad.**



- (4) Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

- (5) Encienda el interruptor que está situado al lado derecho del compresor.

Consejos de instalación:

Después de la instalación, el cable que puedan quedar al aire deberá ser correctamente recogido con el fin de evitar un posible tropiezo. El equipo debe estar situado en un lugar con total accesibilidad para los usuarios o médicos.

4. FUNCIONAMIENTO

⚠ **NOTA: Lea las instrucciones de funcionamiento antes de su uso.**

4.1. FUNCIONAMIENTO GENERAL

- (1) Encienda el interruptor principal que se encuentra en un lateral del compresor.

- (2) El compresor empieza a expulsar aire hacia el colchón. Gire el regulador en sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión (Firmeza) en el colchón.

⚠ **NOTA: Cada vez que se quiera inflar el colchón es recomendable mantener el regulador de presión al máximo para un llenado más rápido. Una vez hinchado el colchón, el usuario podrá regular la firmeza o presión**

4.2. CPR

En caso de emergencia y de que exista parada respiratoria, hay que extraer inmediatamente la válvula CPR del colchón. La válvula CPR está situada en la parte superior derecha del colchón, debe tirar de ella y desconectar el tubo del compresor. Asegúrese de volver a conectar el conector rápido al compresor una vez que restaure la fuente de alimentación.

5. LIMPIEZA

Es importante seguir el procedimiento de limpieza antes de usar el equipo, de lo contrario los pacientes y/o médicos pueden tener la posibilidad de contraer infecciones.

Pase un trapo húmedo con detergente suave por el compresor y manténgalo alejado del polvo. Si utiliza otro detergente, elija uno que no provoque efectos químicos en la superficie de la carcasa del compresor.

⚠ **ADVERTENCIA: No sumerja en líquido ni moje el compresor.**

Pase un trapo húmedo con agua templada (no exceda de 65°C) y detergente suave por el colchón. La funda también puede lavarse con Hipoclorito sódico diluido en agua. Todas las partes deben ser secadas al aire minuciosamente antes de su uso.

⚠ **ADVERTENCIA: No utilizar productos basados en alcohol / componentes fenólicos.**

⚠ **ADVERTENCIA: Dejar que el colchón se seque al aire después de su limpieza. Pero no exponerlo prolongadamente al sol directo.**

6. ALMACENAJE

Para colchones de celdas:

- (1) Para almacenar el colchón, extiéndalo a lo largo y boca abajo.
- (2) Enrollar desde la parte de la cabeza hacia el otro extremo del colchón.
- (3) Una vez enrollado, envolver el colchón con la cinta que se encuentra en la parte final para evitar que se desenrolle.

7. MANTENIMIENTO

- (1) Asegúrese de que el cable y enchufe se encuentren en buen estado.
- (2) Compruebe el estado de la funda.
- (3) Compruebe el flujo de aire de los tubos. El flujo de aire debe alternar entre los dos conectores en caso de que esté en modo alternante.
- (4) Asegúrese que las salidas de aire no están rotas o dañadas. Para su sustitución contactar con el punto de venta donde adquirió el sistema.

1. INTRODUÇÃO

Este manual deve ser utilizado para a montagem inicial e para futuras referências.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO


2.1. COMPRESOR

Frete

- (1) Interruptor
- (2) Painel frontal

Trás

- (3) Abraçadeiras de montagem
- (4) Entrada da mangueira do ar
- (5) Cabo de alimentação elétrica



2.2. PAINEL FRONTAL



(1) Manípulo de ajuste de pressão

O Manípulo de ajuste de pressão controla a pressão do ar que sai. Quando rodada no sentido dos ponteiros do relógio, a saída de ar aumenta. Por outro lado, quando rodada no sentido inverso a pressão diminuirá. Por favor contacte o seu fisioterapeuta para optar por uma pressão adequada.

(2) Interruptor Eléctrico Principal

Para ligar/desligar a unidade da bomba

3. INSTALAÇÃO

Abra a caixa para verificar se ocorreu algum dano durante o transporte. Se sim, por favor contacte o nosso revendedor imediatamente.

- (1) Coloque a DOMUS 2s no topo de uma espuma ou de colchão da cama. Proteja o colchão firme, fixando as correias para a estrutura da cama, se disponível.



⚠ **ATENÇÃO: DOMUS 2s é uma sobreposição, portanto, deve haver uma espuma ou por baixo do colchão quando se usa.**

⚠ **ATENÇÃO: Por favor cobrir o colchão com uma tampa superior para evitar o contato direto da pele com uma almofada peça. Consumidor pode entrar em contato Wellell Inc para colchões opcionais que passaram a sensibilização cutânea e teste de irritação da pele.**

- (2) Pendure a bomba na armação da cama (junto à parte dos pés) e ajuste as abraçadeiras de montagem ou coloque a bomba numa superfície plana.

- (3) Conecte a mangueira do ar do colchão à unidade da bomba.

⚠ **ATENÇÃO: Verifique e certifique-se se as mangueiras não estão dobradas ou presas debaixo do colchão.**

- (4) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada.



- (5) Depois coloque o Interruptor Eléctrico principal na posição ON (ligado).

⚠ **ATENÇÃO:**

(1) **Certifique-se que a unidade da bomba é adequada para a voltagem da rede local.**

(2) **A ficha pode também ser usada para desligar o dispositivo.**

⚠ **CUIDADO: A bomba apenas pode ser usada juntamente com o colchão recomendado pelo fabricante. Não a use para qualquer outro fim. (Item ao qual se aplica: colchão de ar)**

Em baixo, apresentam-se algumas dicas de instalação:

Depois da instalação, o que sobra do cabo de alimentação eléctrica, se sobrar, deve ser cuidadosamente arrumado para evitar acidentes. O EQUIPAMENTO deve ser colocado firmemente num ponto de fácil acesso para utilizadores / médicos.

4. Utilização

⚠ **ATENÇÃO: Leia sempre as instruções de uso antes da utilização.**

4.1. UTILIZAÇÃO GERAL

- (1) Ligue o interruptor eléctrico principal.

- (2) A unidade da bomba começa a fornecer ar ao colchão

⚠ **ATENÇÃO : Sempre que o colchão for insuflado pela primeira vez, recomendamos que o manípulo de controlo de pressão seja ajustado para “Firme” para que se verifique em enchimento mais rápido. Depois de cheio o utilizador poderá ajustar o colchão de ar para a rigidez desejada.**

4.2. NIDADE DE REANIMAÇÃO

Quando ocorrer uma emergência que exija a utilização da UNIDADE DE REANIMAÇÃO no paciente, puxe rapidamente as válvulas da UNIDADE DE REANIMAÇÃO para libertar ar do colchão. Puxar e desligar o tubo a partir da unidade de bomba. Certifique-se de voltar a ligar o conector rápido para a unidade da bomba uma vez restaurar o fornecimento de energia.

5. LIMPEZA

É importante respeitar os procedimentos de limpeza antes de utilizar a máquina em humanos. Caso contrário, existe o risco dos pacientes e/ou médicos apanharem infeções.

Limpe a unidade da bomba com um pano húmido e detergente suave e mantenha-a livre de pó. Se utilizar outro tipo de detergente, certifique-se que este não vai ter nenhum efeito químico na caixa plástica da unidade da bomba.

⚠ **CUIDADO: Não emergir ou ensopar a unidade da bomba.**

Limpe o colchão utilizando água morna com detergente suave. A cobertura também pode ser limpa usando hipo cloreto de sódio diluído em água. Todas as partes devem secar completamente ao ar antes de utilizar.

⚠ **CUIDADO: Não utilizar produtos corrosivos na limpeza.**

⚠ **CUIDADO: Secar o colchão em áreas sem sol directo depois da limpeza.**

6. ARMAZENAGEM

- (1) Para arrumar, deite o colchão esticado e de pernas para o ar.
- (2) Enrole da parte da cabeça em direcção à parte dos pés.
- (3) A fivela que existe na parte dos pés poderá então ser fixada em torno do colchão enrolado para que este não se desenrole.
- (4) No caso do colchão de ar, enrole tal como descrito.

7. MANUTENÇÃO

- (1) Verifique se o cabo e a ficha eléctrica não sofrem de desgaste ou utilização excessiva.
- (2) Verifique a existência de sinais de desgaste ou danos na cobertura do colchão. Certifique-se que a cobertura do colchão e as tubagens estão correctamente encaixados juntos.
- (3) Verifique a circulação de ar na mangueira do ar. O fluxo de ar deve alternar entre cada conector a cada meio ciclo de tempo.
- (4) Verifique se existem quebras ou dobras nas mangueiras do ar. Para as substituir, por favor contacte os nossos revendedores locais.

1. INTRODUCTION

Ce manuel doit être utilisé pour une installation initiale et comme référence postérieure.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT


2.1. COMPRESSEUR

PARTIE AVANT

- (1) Interrupteur
- (2) Panneau frontal

PARTIE ARRIÈRE

- (3) Salida de aire
- (4) Crochets
- (5) Câble électrique



2.2. PANNEAU AVANT



(1) Régulateur de pression

Il contrôle la sortie de pression de l'air. Si vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, la pression augmentera. Si vous le tournez dans l'autre sens, la pression diminuera. La gamme de confort 1-8 offre différents soutiens de poids, principalement en fonction du type de matelas.


(2) Interruptor principal

Pour allumer/éteindre le compresseur.

3. INSTALLATION

Déballiez l'appareil afin de vérifier tout dommage éventuellement occasionné pendant l'envoi. En cas de dommages, contactez immédiatement le point de vente qui vous a vendu l'appareil.

- (1) Placez cer le DOMUS 2s au sommet d'une mousse ou matelas. Fixez le matelas au lit à l'aide des sangles en nylon, le cas échéant.



⚠ **NOTE : DOMUS 2s est un surmatelas, il doit y avoir une mousse ou un matelas en dessous lors de l'utilisation.**

⚠ **NOTE : S'il vous plaît couvrir le matelas avec un couvercle pour éviter le contact direct de la peau avec un plin de pièce. Les consommateurs peuvent communiquer avec Wellell Inc pour housses de matelas facultatifs qui ont passé une sensibilisation de la peau et de test d'irritation de la peau.**

- (2) Accrochez le compresseur à la tête ou au pied du lit, ou positionnez-le sur une surface plane

- (3) Branchez la sortie/entrée d'air du matelas au compresseur.

⚠ **NOTE : Vérifiez que les tuyaux d'air ne sont pas cachés ou pliés sous le matelas.**

- (4) Branchez le câble d'alimentation au courant Electrique.



⚠ **NOTE :**

(1) Vérifiez que le compresseur peut bien être utilisé sur la tension électrique locale.

(2) La prise peut aussi également servir d'interrupteur.

- (5) Allumez l'interrupteur situé sur le côté droit du compresseur.

⚠ **ATTENTION : Le compresseur peut uniquement être utilisé avec le matelas d'air recommandé par le fabricant. Ne pas l'utiliser à d'autres fins**

Plusieurs conseils d'installation:

Après installation, les autres câbles à l'air libre doivent être correctement pliés afin d'éviter tout risque de chute. L'appareil doit être situé dans un endroit facilement accessible pour les utilisateurs ou médecins.

4. FONCTIONNEMENT

⚠ **NOTE : lisez attentivement les instructions de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.**

4.1. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- (1) Allumez l'interrupteur principal se trouvant à droite du compresseur.
- (2) Le compresseur commence à expulser de l'air vers le matelas. Tournez le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression (fermeté) du matelas

⚠ **NOTE: Chaque fois que vous souhaitez gonfler le matelas, il est recommandé de positionner le régulateur de pression au maximum pour un gonflage plus rapide. Une fois le matelas gonflé, l'utilisateur pourra régler sa fermeté ou sa pression.**

4.2. CPR

En cas d'urgence et d'arrêt respiratoire, retirez immédiatement la valve CPR du matelas. Les valves CPR sont situées sur la partie supérieure gauche du matelas (uniquement disponibles sur les matelas à cellules d'air supérieures à 6,35cm). tirer et débrancher le tube de la pompe. Assurez-vous de reconnecter le connecteur rapide à la pompe une fois de rétablir l'alimentation électrique.

5. TTOYAGE

Il est important d'appliquer la procédure de nettoyage avant d'utiliser l'appareil sur les corps humain. Dans le cas contraire, les patients et/ou médecins pourraient contracter des infections.

Passez un chiffon humide avec un détergent doux sur le compresseur et tenez-le à l'écart de la poussière. Si vous utilisez un autre détergent, choisissez-en un sans effets chimiques sur la surface de la carcasse en plastique du compresseur.

⚠ **AVERTISSEMENT: Ne pas plonger le compresseur dans un liquide ni le mouiller.**

Passez un chiffon humide imprégné d'eau tiède et de détergent doux sur le matelas. La couverture peut également être lavée avec de l'hypochlorite de sodium dilué dans de l'eau. Tous les éléments doivent être soigneusement séchés à l'air libre avant d'utiliser l'appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de produits à base d'alcool / composants phénoliques.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Laissez le matelas sécher à l'air libre après nettoyage mais ne l'exposez pas directement au soleil pendant une trop longue durée.**

6. RANGEMENT

Pour les matelas de cellules :

- (1) Pour ranger le matelas, étendez-le en long et la tête en bas.
- (2) Enroulez-le de la tête vers l'autre extrémité du matelas avec la valve CPR ouverte.
- (3) Une fois roulé, enveloppez le matelas à l'aide du ruban fixé au bout, afin d'empêcher qu'il ne se déroule.
- (4) En cas de « bubble pad », pliez le matelas tel que vous l'avez reçu.

7. ENTRETIEN

- (1) Vérifiez que le câble et la prise se trouvent en bon état.
- (2) Vérifiez l'état du couvercle. Vérifiez que le couvercle et les tuyaux sont bien correctement rangés.
- (3) Vérifiez le débit d'air des tuyaux. Le débit d'air doit passer d'un connecteur à l'autre si celui-ci est en mode de fonctionnement alterné.
- (4) Vérifiez que les sorties d'air ne sont ni cassées ni endommagées. Pour procéder à leur remplacement, contactez le point de vente où vous avez acheté l'appareil.

1. Einführung

Dieses Handbuch sollte bei der Erstinstallation und als spätere Referenz verwendet werden.

2. Beschreibung Des Produkts


2.1 Kompressor

VORDERSEITE:


- (1) Schalter
- (2) Frontplatte

RÜCKSEITE:

- (3) Luftauslass
- (4) Bügel
- (5) Stromkabel



2.2 SCHUTZABDECKUNG



(1) Druckregler

Er regelt den Druckluftauslass. Wenn Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich der Druck. Wenn Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, verringert sich der Druck. Bitte fragen Sie Ihren Arzt nach der geeigneten Einstellung

(2) Hauptschalter

Zum Ein-/ Ausschalten des Kompressors. Es leuchtet eine grüne Lampe auf

3. Installación

Packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie die Komponenten auf mögliche Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Sollten Sie jegliche Schäden bemerken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler

- (1) Legen Sie die Matratze auf das Bett. Bitte achten Sie auf das Fußende des Bettes

⚠ **WICHTIG : DOMUS 2s ist ein Matratzenauflagesysteme, so muss es einen Schaum oder eine Matratze unter bei der Verwendung.**

⚠ **WICHTIG : Bitte decken Sie die Matratze mit einer oberen Abdeckung, um direkten Hautkontakt mit einem Stück Pad zu vermeiden. Verbraucher kann für optionale Matratzenbezüge, die Sensibilisierung der Haut und Hautreizungen Test bestanden haben, kontaktieren Sie Wellell Inc.**



- (2) Hängen Sie den Kompressor am Geländer oder am Fußteil des Bettes ein, oder legen Sie ihn auf eine ebene Fläche

- (3) Verbinden Sie den Luftaus-/einlass der Matratze mit dem Kompressor.

⚠ **WICHTIG : Versichern Sie sich, dass die Luftschläuche nicht unter der Matratze verborgen oder geknickt sind.**

- (4) Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromanschluss

⚠ **WICHTIG :**

(1) Versichern Sie sich, dass der Kompressor für die Stromspannung vor Ort geeignet ist.

(2) Der Stecker kann ebenfalls zum Ausschalten dienen

⚠ **ACHTUNG : Der Kompressor darf nur mit der vom Hersteller empfohlenen Matratze verwendet werden. Verwenden Sie ihn zu keinem anderen Zweck**

- (5) Schalten Sie den Schalter ein, der rechts vom Kompressor liegt.

Verschiedene Tipps zur Installation:

Nach der Installation müssen die restlichen Teile des Kabels, die noch offen liegen könnten, ordentlich aufgewickelt werden, um zu vermeiden, dass man darüber stolpert. Das Gerät muss stabil und an einem für den Nutzer oder den Arzt leicht zugänglichen Ort aufgestellt werden.

4. Funktionsweise

⚠ **WICHTIG : Lesen Sie die Hinweise zur Funktionsweise vor dem Gebrauch durch.**

4.1 ALLGEMEINFUNKTIONSWEISE

- (1) Schalten Sie den Hauptschalter ein.
- (2) Der Kompressor beginnt Luft in die Matratze zu pumpen

⚠ **WICHTIG : Immer wenn Sie die Matratze aufpumpen möchten, ist es empfehlenswert, den Druckregler auf den Höchststand einzustellen, um ein schnelleres Aufpumpen zu erreichen. Sobald die Matratze aufgepumpt ist, kann der Benutzer die Festigkeit oder den Druck derselben regeln.**

4.2 CPR

Im Notfall, und falls ein Atemstillstand eintritt, öffnen Sie unverzüglich das CPR-Ventil der Matratze. Die CPR-Ventile befinden sich an der linken unteren Seite der Matratze. (Nur verfügbar bei Matratzen mit Luftzellen über 6,35 cm). Ziehen und ziehen das Rohr von der Pumpeneinheit. Achten Sie darauf, den schnellen Anschluss zur Pumpe wieder einmal Wiederherstellung der Stromversorgung.

5. Reinigung

Es ist wichtig, die Reinigungsprozedur zu befolgen, bevor das Gerät am menschlichen Körper angewandt wird, da der Patient und/oder der Arzt sich sonst anstecken könnten.

Wischen Sie den Kompressor mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel ab und halten Sie ihn frei von Staub. Wenn Sie ein anderes Reinigungsmittel verwenden, wählen Sie eines, das keine chemischen Auswirkungen auf die Oberfläche des Plastikgehäuses des Kompressors hat.

⚠ **ACHTUNG : Tauchen Sie den Kompressor nicht in Flüssigkeit und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.**

Wischen Sie die Matratze mit einem feuchten Tuch mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab. Der Überzug kann ebenfalls gewaschen werden, nämlich mit in Wasser aufgelöstem Natriumhypochlorit. Alle Teile müssen vor ihrer Verwendung vollständig an der Luft trocknen.

⚠ **ACHTUNG : Verwenden Sie keine Produkte, die auf Alkohol / Phenolkomponenten basieren.**

⚠ **ACHTUNG : Lassen Sie die Matratze nach der Reinigung an der Luft trocknen, ohne sie jedoch zu lange direktem Sonnenlicht auszusetzen.**

6. Lagerung

Für Matratze mit Luftzellen:

- (1) Um die Matratze zu lagern, breiten Sie sie der Länge nach und mit der Oberseite nach unten aus.
- (2) Rollen Sie sie vom Kopfteil bis zum anderen Ende der Matratze mit geöffnetem CPR-Ventil ein.
- (3) Umwickeln Sie die Matratze nach dem Einrollen mit dem, der sich am unteren Ende befindet, um ein Entrollen zu vermeiden.
- (4) Falten Sie das Kissen in der ursprünglichen Methode.

7. Instandhaltung

- (1) Allgemein: Versichern Sie sich, dass sich das Kabel und der Stecker in gutem Zustand befinden.

- (2) Überprüfen Sie den Zustand des Überzugs. Versichern Sie sich, dass der Überzug zusammen mit den Schläuchen korrekt gelagert ist.

- (3) Überprüfen Sie den Luftstrom der Steckverbindungen. Im Modus "alternierende Funktion" muss der Luftstrom zwischen den beiden Verbindungen alternieren.

- (4) Versichern Sie sich, dass die Luftauslässe nicht defekt oder beschädigt sind. Um sie auszutauschen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das System erworben haben.

1. INTRODUZIONE

Questo manuale deve essere usato per l'installazione iniziale e quale riferimento successivo.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


2.1. COMPRESSORE

Parte frontale


- (1) Interruttore
- (2) Pannello frontale

Parte posteriore

- (3) Uscita dell'aria
- (4) Ganci
- (5) Cavo elettrico



2.2. PANNELLO FRONTALE



(1) Regolatore di pressione

Serve a controllare l'uscita di pressione dell'aria. Se si gira in senso orario, aumenta la pressione. Se invece si gira in senso antiorario, diminuisce la pressione.


(2) Interruttore principale

Per accendere/ spegnere il compressore.

3. INSTALLAZIONE

Disimballare il dispositivo per verificare che non abbia subito alcun danno durante la spedizione. Se si riscontra qualche danno, contattare immediatamente il rivenditore.

- (1) Sistemare il materassino d'aria sul letto. Fissare il materassino al letto con le cinghie di nylon, se presenti.



⚠ NOTA : DOMUS 2s è un materasso overlay, si prega di usarlo con un materasso di schiuma o prodotto simile.

⚠ NOTA : Si prega di coprire il materasso con una copertura superiore per evitare il contatto diretto della pelle con un pad pezzo. Consumatore può contattare Wellell Inc per coprimaterassi opzionali che hanno superato sensibilizzazione della pelle e test di irritazione cutanea.

- (2) Appendere il compressore alla sponda o ai piedi del letto e regolare i ganci in modo che sia fissato, in posizione verticale o posizionarlo su una superficie piana.

- (3) Collegare l'uscita/entrata dell'aria del materassino al compressore.

⚠ NOTA : accertarsi che i tubi dell'aria non siano rimasti nascosti o piegati sotto il materassino.

- (4) Collegare la spina alla presa di corrente.



⚠ NOTA :

- (1) Verificare che il voltaggio dell'impianto elettrico sia adatto per il compressore.
- (2) Anche la presa può servire da interruttore per disinserire l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE : la pompa può essere applicata solo al materassino consigliato dal produttore. Non usarla per alcun altro scopo. (Elemento applicato: materassino d'aria).

- (5) Accendere l'interruttore situato sul lato destro del compressore.

Alcuni consigli per l'installazione:

Dopo l'installazione, arrotolare il cavo eventualmente rimasto libero per evitare di inciampare. Il dispositivo deve essere sistemato in un sito completamente accessibile all'utente o ai medici.

4. FUNZIONAMENTO

⚠ NOTA : prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni.

4.1. FUNZIONAMENTO GENERALE

- (1) Accendere l'interruttore principale che si trova su un lato del compressore.
- (2) Il compressore comincia a spingere l'aria verso il materassino. Girare il regolatore in senso orario per aumentare la pressione (compattezza) nel materassino.

⚠ NOTA : per gonfiare il materassino è consigliabile mantenere il regolatore di pressione al massimo per un gonfiaggio più veloce. Una volta gonfiato il materassino, l'utente può regolarne la compattezza.

4.2. CPR

In caso d'emergenza e di arresto respiratorio, estrarre immediatamente la valvola CPR dal materassino. Le valvole CPR sono situate nella parte superiore a destra del materassino. tirare e staccare il tubo dalla pompa. Assicurarsi di ricollegare il connettore rapido per la pompa una volta ripristinare l'alimentazione.

5. PULIZIA

Prima dell'uso del dispositivo, è importante seguire la procedura di pulizia, altrimenti il paziente e/o i medici potrebbero correre il rischio di contrarre infezioni.

Passare sul compressore un panno inumidito con un detersivo delicato e mantenere l'apparecchio lontano dalla polvere. Scegliere sempre un detergente che non contenga agenti chimici in grado di intaccare la superficie di plastica dell'involucro del compressore.

⚠ AVVERTENZA : non bagnare il compressore né immergerlo in alcun tipo di liquido.

Passare sul materassino un panno inumidito in acqua tiepida (a non più di 65°C) e con un detergente delicato. Il rivestimento si può lavare con ipoclorito di sodio diluito in acqua. Lasciare asciugare accuratamente all'aria tutte le parti prima dell'uso.

⚠ AVsVERTENZA : non usare prodotti a base di alcol / componenti fenolici.

⚠ AVVERTENZA : lasciare asciugare il materasso all'aria dopo la pulizia, ma non esporlo direttamente ai raggi del sole per un periodo di tempo prolungato.

6. STOCCAGGIO

Per materassini a celle:

- (1) Per stoccare il materasso, stenderlo nel senso della lunghezza e capovolto.
- (2) Cominciare ad arrotolare il materassino dalla testa verso i piedi.
- (3) Una volta arrotolato, avvolgere il materasso con la cinghia che si trova sulla parte finale per evitare che si apra.

⚠ NOTA : Piegare il materassino come da nuovo.

7. MANUTENZIONE

- (1) Accertarsi che il cavo e la spina siano in buono stato.
- (2) Verificare lo stato del rivestimento. Accertarsi che il rivestimento e i tubi siano stati stoccati correttamente.
- (3) Verificare il flusso dell'aria nei tubi. Il flusso dell'aria deve alternare tra i due connettori se la modalità di funzionamento è alternato.
- (4) Accertarsi che le uscite dell'aria non siano rotte o danneggiate. Per la sostituzione, rivolgersi al rivenditore del dispositivo.

1. INLEIDING

Deze handleiding moet worden gebruikt voor de eerste instelling van het systeem en ter referentie.

2. PRODUCTBESCHRIJVING


2.1. POMPEENHEID

Voor aanzicht


- (1) Stroomschakelaar
- (2) Voorpaneel

Achterzijde

- (3) Aansluiting voor luchtslang
- (4) Hanger
- (5) Stroomkabel



2.2. VOORPANEEL



(1) Drukregelknop

Druk op de regelknop om de uitgaande druk te regelen. Raadpleeg uw arts betreffende de geschikte instelling

(2) Hoofdschakelaar

Om de pompeenheid aan en uit te schakelen

3. INSTALLATIE

Pak het apparaat uit en controleer of alles volledig is. Neem bij beschadiging direct contact op met uw verdeler of met Wellell Inc.

- (1) Plaats de DOMUS 2s bovenop een schuim of matras bed. Maak de matras stevig vast door de iemen aan het bedframe te bevestigen als dat mogelijk is.



⚠ OPGELET : DOMUS 2s is een matrasoplegsysteem en een schuim of matras moet onder bij het gebruik.

⚠ OPGELET : Gelieve bedekken de matras met een bovenklep om direct contact met een stuk pad huid te voorkomen. Consumenten kunnen contact opnemen met Wellell Inc voor optionele matrashoezen die overgevoeligheid huid en irritatie van de huid-test hebben doorstaan.

- (2) Hang de pomp aan het voeteneinde en regel de hangers dusdanig dat de pomp rechtop hangt, of plaats de pomp op een plat oppervlak.
- (3) Sluit de luchtslangen van de luchtmatras aan op de pompeenheid.

⚠ OPGELET : Controleer of de luchtslangen niet verdraaid of gekneld zitten onder de matras.

- (4) Steek de stekker in een stopcontact.

⚠ OPGELET :

(1) Controleer of de pompeenheid geschikt is voor het plaatselijke spanningsnet.

⚠ WAARSCHUWING : De pomp mag alleen worden gebruikt met de matras die door de fabrikant wordt aangeraden. Gebruik ze niet voor enig ander doel.

- (5) Draai de stroomschakelaar aan de rechterkant van de pomp op de stand ON (aan).



Hieronder vindt u enkele installatietips:

Na de installatie moet de eventuele overtollige kabellengte netjes opgeborgen worden zodat niemand erover kan vallen. Het APPARAAT moet correct worden aangebracht op een plaats waar de gebruikers/artsen er gemakkelijk bij kunnen.

4. WERKING

⚠ OPGELET : Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor het gebruik.

4.1. ALGEMENE WERKING

- (1) Zet de stroomschakelaar aan de zijkant van de pomp aan.
- (2) Regel de druk volgens het comfortniveau van de patiënt door de knop voor de drukregeling naar rechts te draaien voor meer stevigheid.

⚠ OPGELET : Telkens wanneer u de matras wilt oppompen voor gebruik, is het raadzaam de matras eerst tot de maximumstand op te pompen. De gebruiker / verpleger kan het drukniveau in de atlas vervolgens naar wens regelen.

4.2. NOODWERKING OPERATION

A ls er een nood-CRP op een patiënt moet worden uitgevoerd, trek de snelkoppeling van de CPR-tag aan het hoofdeinde van de matras aan de rechterkant dan snel los als die aanwezig is. Trek en koppel de slang van de pomp unit. Zorg ervoor dat u de snelkoppeling opnieuw te verbinden met de pomp zodra het herstel van de stroomvoorziening.

5. Reiniging

Het is belangrijk om de reinigingsprocedures te volgen voordat u het apparaat gebruikt voor patiënten, anders kunnen de patiënten en/of dokters mogelijk geïnfecteerd geraken.

⚠ OPGELET:De pomp niet onderdompelen in vloeistoffen.

Wrijf de pompeenheid schoon met een doek die in lauw water met een zacht detergent werd gedrenkt (temperatuur mag niet hoger zijn dan 65 °C), of met in water opgelost reinigingsmiddel product gevolgd door een goedgekeurd ontsmettingsmiddel. Na de reiniging moeten alle delen aan de lucht drogen voor het gebruik.

⚠ OPGELET : Gebruik voor de reiniging geen producten op fenolbasis.

⚠ OPGELET : Laat de matras na de reiniging aan de reiniging aan de lucht drogen, zonder ze te lang aan rechtstreeks zonlicht bloot te stellen.

Vermijd stof en vermijd stoffige omgevingen. De hoes mag gereinigd worden met in water verdund natriumhypochloriet. Alle bestanddelen moeten aan de lucht worden gedroogd voor hun gebruik.

6. Bewaring

- (1) Leg het bubble pad of de matras op een vlak oppervlak onderste boven.
 - (2) Rol de matras op van het hoofdeinde naar het voeteneinde toe op.
 - (3) De riem van het voeteinde kan rond de opgerolde pad/matras worden geslagen om te vermijden dat de matras terug afrolt.
- ⚠ NOTA : de matras niet vouwen, kreukelen of stapelen.**

7. ONDERHOUD

- (1) Controleer het stroomsnoer en de stroomstekker op beschadiging of overdreven slijtage.
- (2) Controleer de matrashoes op tekenen van slijtage of beschadiging. Controleer of de matrashoes en de slangen correct opgeborgen zitten.
- (3) Controleer de luchtstroom uit de luchtslang. De luchtstroom moet iedere halve cyclustijd tussen iedere aansluiting alterneren.
- (4) Controleer of de luchtslangen niet geknikt zitten of gebarsten gebroken zijn. Voor meer informatie kunt u de lokale vertegenwoordiger of Wellell Inc. contacteren.