

## Mewa Pro

Silla PCI

Manual de uso

# mewa



## SE TRATA DE UN PRODUCTO SANITARIO.

ÚSELO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES O LA ETIQUETA.

## PROPÓSITO DEL MANUAL

El manual de operación está diseñado para personas que cuidan directamente a niños con discapacidades (asistentes de cuidado infantil, padres, tutores), que serán transportados en un cochecito. También está destinado a médicos y fisioterapeutas que operan el cochecito.

**¡ATENCIÓN!** Antes de utilizar el cochecito, cada Usuario está obligado a leer el manual y actuar de acuerdo con sus directrices.

**¡ATENCIÓN!** En caso de cualquier incidente médico que afecte a una silla de ruedas MEWA, el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o paciente deberán ser notificados inmediatamente por escrito por carta certificada o correo electrónico con acuse de recibo.

Datos de contacto del fabricante:

- MyWam Sp. z o.o., Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polonia
- Teléfono de contacto: +48 32 733 11 31
- Dirección de correo electrónico: [mywam@mywam.eu](mailto:mywam@mywam.eu)

Versión del manual de usuario y mantenimiento: ES Edición 12 / 2025-06-02

El manual se tradujo con Microsoft Translator.



MyWam Sp. z o.o. se reserva el derecho de realizar cambios técnicos y comerciales en el contenido del Manual de Operación y Mantenimiento sin previo aviso. Cada cambio estará determinado por la fecha en que se actualizaron las instrucciones por última vez. La versión electrónica del manual está disponible en [www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)

**¡ATENCIÓN!** Las imágenes proporcionadas en el manual de operación son solo para referencia y pueden variar del modelo comprado.

MyWam Sp. z o.o. ha implementado un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 13485 en el diseño, producción y venta de productos sanitarios de clase I. Sistema certificado por LL-C (Certificación).



**ISO 13485**

LL-C (Certification)



## TABLA DE CONTENIDOS

PROPÓSITO DEL MANUAL .....	2
1. FINALIDAD E INDICACIONES DE USO .....	6
2. ETIQUETAS .....	6
3. DESIGNACIÓN DE SÍMBOLOS .....	6
4. INSTRUCCIONES IMPORTANTES Y REGLAS DE SEGURIDAD .....	7
5. CONSTRUCCIÓN GENERAL DEL COCHECITO .....	8
6. FUNCIONES DEL COCHECITO .....	10
6.1. Despliegue del chasis del cochecito .....	10
6.2. Plegar el marco del cochecito .....	11
6.3. Asiento .....	11
6.4. Esclusa de transporte. Inserción y extracción de la cerradura .....	14
6.5. Ruedas delanteras giratorias. Bloqueo direccional de las ruedas delanteras .....	14
6.6. Ruedas traseras. Montaje y desmontaje de las ruedas traseras en el eje .....	15
6.7. Sistema de suspensión de la rueda trasera .....	16
6.8. Empuje el asa del cochecito .....	16
6.9. Freno central .....	17
6.10. Pie basculante .....	17
6.11. Reposapiés .....	17
6.12. Respaldo ajustable .....	18
6.13. Cinturones de cinco puntos .....	19
6.14. Barrera de seguridad .....	20
6.15. Capota ajustable con ventana .....	21
6.16. Cinturones de abducción y estabilización .....	22
6.17. Almohadillas ajustables para la cabeza .....	23
6.18. Almohadillas para el torso .....	23
6.19. Cojines, almohadas .....	24
6.20. Portavasos .....	24
7. EQUIPAMIENTO ADICIONAL .....	25
7.1. Cuña .....	25
7.2. Mesa terapéutica .....	25
7.3. Cesta de la compra .....	26
7.4. Kit de minimización del conjunto .....	26
7.5. Bolsa de viaje .....	27
7.6. Sombrilla .....	27
7.7. Guantes de invierno .....	27

7.8. Saco de dormir para las piernas (para colocar en la barrera de seguridad) .....	28
7.9. Mosquitera (fijada a la capota ajustable con ventana) .....	28
7.10. Cubierta de lluvia (unida a la capota ajustable con ventana) .....	28
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COCHECITO MEWA .....	29
8.1. Composición del material del cochecito .....	29
9. ENTREGA Y HERRAMIENTAS .....	29
10. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL COCHECITO .....	30
11. PREPARACIÓN PARA EL USO .....	31
12. MOVER EL COCHECITO .....	31
13. SUBIR Y BAJAR DE UN COCHECITO .....	32
14. POSICIÓN CORRECTA EN UN COCHECITO .....	32
15. USO DEL COCHECITO .....	32
16. MOVERSE SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS .....	32
17. SUPERACIÓN DE UMBRALES O BORDILLOS .....	33
18. TRANSPORTE EN EL COCHE Y EN OTROS VEHÍCULOS .....	33
19. LIMPIEZA Y CUIDADO .....	33
20. ALMACENAMIENTO DEL COCHECITO .....	34
21. SERVICIO E INSPECCIONES PERIÓDICAS .....	34
22. UTILIZACIÓN .....	35
23. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS SANITARIOS .....	35
24. LISTA DE PUNTOS DE SERVICIO AUTORIZADOS .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
25. TARJETA DE GARANTÍA .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
26. NOTAS .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## 1. FINALIDAD E INDICACIONES DE USO

Silla de ruedas especial MEWA es un dispositivo médico de Clase I indicado para su uso por aquellos niños discapacitados que, debido a su estado de salud, no pueden caminar, estar de pie o sentarse sin ayuda. El producto está diseñado para el transporte y movimiento de las personas mencionadas anteriormente en posición sentada o acostada y para la corrección de la postura y este es su uso previsto.

Las indicaciones clínicas incluyen parálisis cerebral, hernia meníngea, distrofias, paresias, etc.

El dispositivo está destinado a usuarios de entre 3 y 10 años, con una altura de 90-125 cm y un peso de hasta 40 kg. El producto debe utilizarse según las recomendaciones del médico tratante o fisioterapeuta.

**Contraindicaciones:**


Si existe una contraindicación para sentarse y/o la verticalización pasiva, el ajuste del cochecito debe consultarse con un fisioterapeuta o médico general.

## 2. ETIQUETAS

Placa de identificación



Placa de advertencia



## 3. DESIGNACIÓN DE SÍMBOLOS

	Número de serie del producto		Nombre del fabricante
	Peso total permitido usuario		El producto es un dispositivo médico
	Fecha de producción	<p>La campaña "¡<b>ADVERTENCIA!</b>El descriptor y el símbolo de este manual se utilizan para reforzar la atención del lector al contenido marcado con este signo. El incumplimiento del contenido marcado con esta descripción puede poner en peligro la salud y la seguridad del usuario y de los acompañantes, así como puede provocar daños en el producto.</p>	
	Marca de evaluación de la conformidad según las normativas y directivas europeas aplicables		
	Aviso de procedimientos de acuerdo con el Manual de instrucciones y mantenimiento del producto		

## 4. INSTRUCCIONES IMPORTANTES Y REGLAS DE SEGURIDAD

- Está prohibido utilizar el cochecito de una manera para la que no esté diseñado.
- ¡El producto contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si un niño las ingiere!
- Está prohibido colocar peso adicional en el cochecito, en particular colocar peso adicional en la parte posterior del respaldo, por ejemplo, una mochila o una bolsa. ¡Esto puede hacer que el cochecito MEWA se vuelque y lesione al usuario! Esto no se aplica a los accesorios originales dedicados al cochecito MEWA que no superen la carga permitida. Todos los componentes adicionales adjuntos al cochecito afectan la estabilidad del cochecito.
- **ATENCIÓN:** Nunca ajuste el cochecito cuando el usuario no esté asegurado con los cinturones de cinco puntos.
- **ATENCIÓN:** Al utilizar el cochecito y al plegar y ajustar los mecanismos, se debe tener especial cuidado con las partes móviles, ya que puede existir el peligro de que las partes del cuerpo del usuario/cuidador queden atrapadas y/o pellizcadas en las aberturas/espacios entre los componentes.
- **ATENCIÓN:** Dependiendo de los ajustes realizados, en lo que respecta a la configuración de la manija de empuje, el ajuste de la altura del respaldo, el ajuste del ángulo del respaldo, el ajuste de la profundidad del asiento, el ajuste del ángulo del asiento, el ajuste del ángulo del reposapiés y el ajuste del reposapiés, este cochecito puede exceder las dimensiones máximas recomendadas.
- **NOTA:** Al pasar a través de puertas o constricciones similares que restrinjan la dirección de desplazamiento del cochecito, asegúrese de que haya suficiente espacio a ambos lados del cochecito para evitar que las manos u otras partes del cuerpo queden atrapadas, así como para evitar daños al cochecito.
- **NOTA:** La temperatura del cochecito puede aumentar cuando el cochecito está expuesto a la luz solar.

### ¡ADVERTENCIA!



- ¡Nunca deje a su hijo desatendido en una silla de ruedas!
  - Este producto no es adecuado para correr o patinar sobre hielo o patinar sobre ruedas.
  - La silla no está pensada como asiento en un vehículo de motor.
  - Tenga cuidado con las ranuras y las partes móviles – pueden causar atrapamiento.
  - No transporte la silla con el niño dentro.
  - La silla está embalada en un saco de plástico. Manténgalo fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.
- 
- **ATENCIÓN:** Está prohibido utilizar el cochecito si el estado técnico del producto o de su componente único genera dudas en la mente del usuario o es claramente incorrecto, en cuyo caso no debe utilizarse. En tal situación, es aconsejable ponerse en contacto con el Vendedor con urgencia para obtener asesoramiento.

*\*Cualquier incidente grave relacionado con este producto deberá ser comunicado inmediatamente a su proveedor.*

## 5. CONSTRUCCIÓN GENERAL DEL COHECITO

### Equipamiento básico



- 1- Toldo con ventana
- 2- Control ajustables para la cabeza
- 3- Cojines, almohadas
- 4- Barrera de seguridad
- 5- Control ajustables para el torso
- 6- Cinturones de abducción y estabilización
- 7- Reposapiés ajustable con correas
- 8- Cinturones de cinco puntos
- 9- Mecanismo de ajuste del asiento
- 10- Cerradura de transporte

- 11- Asa de empuje
- 12- Portavasos
- 13- Mecanismo de ajuste del respaldo
- 14- Sistema de suspensión de la rueda trasera
- 15- Pie basculante
- 16- Freno central
- 17- Tapicería del respaldo y del asiento
- 18- Bloqueo de dirección de la rueda delantera
- 19- Ruedas delanteras con ruedas giratorias
- 20- Ruedas traseras

**Equipamiento adicional**

- 1- Kit de minimización de conjuntos
- 2- Mesa terapéutica
- 3- Sombrilla
- 4- Mosquitero
- 5- Cubierta para la lluvia

- 6- Saco de dormir
- 7- Cuña
- 8- Guantes de invierno
- 9- Cesta
- 10- Bolsa de viaje

## 6. FUNCIONES DEL COCHECITO

### 6.1. Despliegue del chasis del cochecito

1



2



Pon todas las ruedas en marcha

3



Tire hacia abajo del bloqueo de transporte

4



Tire del asa hacia usted

5



6.2. Plegar el marco del cochecito

1



Presione el botón rojo

2



Tire simultáneamente de las manijas a ambos lados del marco hacia arriba

3



4



6.3. Asiento

Formas de montaje del asiento



**Mecanismo de montaje del asiento en el bastidor**



**Montaje del asiento**



1

Deslice el soporte metálico en el mecanismo de montaje del asiento



2




3

### Extracción del asiento



Presione los botones rojos a ambos lados del cochecito y deslice el asiento fuera del marco.

### Mecanismo de ajuste del ángulo del asiento



Tire del asa hacia usted y cambie el ángulo del asiento.

### Ajuste del ángulo del asiento



**NOTA:** Cualquier cambio en la inclinación del asiento cambia el centro de gravedad general. Esto afecta a la estabilidad del cochecito.

**NOTA:** Asegúrese de que el cinturón de cinco puntos del usuario esté correctamente abrochado para garantizar la estabilización del cuerpo al cambiar el ángulo del asiento.

6.4. Bloqueo de transporte. Inserción y extracción de la cerradura



1

Bloqueo aplicado



2

Bloqueo eliminado



6.5. Ruedas delanteras giratorias. Bloqueo direccional de las ruedas delanteras

Montaje de la rueda



1

Desmontaje de las ruedas



2



1



2

**Bloqueo de las ruedas delanteras**



**Desbloqueo de las ruedas delanteras**



**6.6. Ruedas traseras. Montaje y desmontaje de las ruedas traseras en el eje**

**Montaje de la rueda**



**Desmontaje de las ruedas**



### 6.7. Sistema de suspensión de la rueda trasera



Suspensión dura



Suspensión blanda

### 6.8. Empuje el asa del cochecito

Mecanismo de ajuste de ángulo para la manija de empuje



Presione los botones a ambos lados y cambie el ángulo de la manija de empuje.

Ajuste del ángulo de la manija de empuje



### 6.9. Freno central



El freno central se utiliza única y exclusivamente para bloquear completamente las ruedas, no tiene una función de frenado dinámico.

**¡NOTA!** El estado de los frenos debe revisarse regularmente y eliminar la suciedad y el barro.

### 6.10. Pie basculante



Con el pie basculante, es más fácil conducir el cochecito por pequeños umbrales o bordillos.

### 6.11. Reposapiés

#### Ajuste de la altura del reposapiés



Altura mínima



Altura máxima

### Ajuste del ángulo del reposapiés




Presione los botones a ambos lados y cambie el ángulo del reposapiés.



**Nota:** Durante el transporte, el almacenamiento, la rehabilitación, la entrada y salida del cochecito, el reposapiés debe estar plegado.

### 6.12. Respaldo ajustable

#### Mecanismo de ajuste del ángulo del respaldo



1





2

### Ajuste del ángulo del respaldo




**Nota:** Cada vez que se cambia el ángulo del respaldo, se debe reajustar la longitud de los cinturones de cinco puntos.

**NOTA:** Asegúrese de que el cinturón de cinco puntos del usuario esté correctamente abrochado para garantizar la estabilización del cuerpo al cambiar el ángulo del respaldo.

### 6.13. Cinturones de cinco puntos



Ajuste de las correas



6.14. Barrera de seguridad



Montaje de la barrera



1




2

### Desmantelamiento de barreras



### 6.15. Capota ajustable con ventana

#### Mecanismo de montaje de la capota



Deslice el accesorio de la capota en el accesorio del marco del cochecito.

Desmontable mediante un botón rojo en el exterior de la fijación de la capota en ambos lados.

**Cambiar el tamaño del área del dosel**



**Ventana con mosquitera**



**6.16. Cinturones de abducción y estabilización**



**6.17. Controles ajustables para la cabeza**




Ajuste de los controles



**6.18. Controles para el torso**



### Ajuste de las almohadillas



### 6.19. Cojines, almohadas



Enganche el respaldo del cochecito cuando no use otros accesorios.

### 6.20. Portavasos



## 7. EQUIPAMIENTO ADICIONAL

### 7.1. Cuña

La cuña tiene un nivel de ajuste de dos etapas.



### 7.2. Mesa terapéutica



La carga máxima es de 3 kg.

#### Montaje de la mesa

1



2



### Desmontaje de la mesa




### 7.3. Cesta



La carga máxima es de 3 kg.

### 7.4. Kit de minimización de asiento




### 7.5. Bolsa de viaje



La bolsa de carga máxima es de 2 kg.

### 7.6. Sombrilla



### 7.7. Guantes de invierno



**7.8. Saco de dormir para las piernas (para colocar en la barrera de seguridad)**



**7.9. Mosquitera (unida a la capota ajustable con ventana)**



**7.10. Cubierta para la lluvia (unida a la capota ajustable con ventana)**



## 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COHECITO MEWA

Longitud del cochecito	97-118 cm
Anchura del cochecito	62,5 cm
Altura del cochecito	125 - 128 cm
Peso total	20,5 - 25 kg
Profundidad de asiento efectiva	24*/28 cm
Anchura del asiento	25*/32 cm
Altura del respaldo	62 cm
Anchura del respaldo	20* / 30 cm
Distancia entre el reposapiés y el asiento / Número de ajustes	17-32 / 5 posiciones
Longitud del cochecito plegado para el transporte sin ruedas	Estructura 84 cm /asiento 94 cm
Anchura del cochecito plegado para el transporte sin ruedas	Estructura 61 cm /asiento 43 cm
Altura del cochecito plegado para el transporte sin ruedas	Estructura 26 cm /asiento 42 cm
Capacidad de la cesta de la compra	3 kg
Capacidad de carga de una mochila	2 kg
Peso máximo del niño	40 kg
Altura máxima del niño	90-125 cm
Ángulo basculación / Número de ajustes	aprox. 6,6°-22,6° / 4 posiciones
Ángulo de inclinación del respaldo / Número de ajustes	aprox. 9°-87° / 4 posiciones + reclinable
Ángulo del reposapiés / Número de ajustes	aprox. 64°-180° /5 posiciones

NOTAS: \*) valores dados con almohadillas / controles , \*\* valores dados sin almohadillas / controles

Tolerancia de los valores de medición +/- 20 mm, +/- 1,5 kg, +/- 1°

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en los parámetros técnicos.

### 8.1. Composición del material del cochecito

Composición del material del cochecito: acero con recubrimiento en polvo y aluminio, tejidos 100% poliéster y plástico (PP, PCV, PA, PU).

## 9. ENTREGA Y HERRAMIENTAS

El embalaje original debe incluir los siguientes elementos:

- Bastidor de cochecito plegado con asiento y respaldo, reposapiés, ruedas, capota, almohadillas, portavasos, barrera de seguridad, almohada de cojines,
- Equipamiento adicional según pedido,
- Manual de usuario con tarjeta de garantía.

Antes de usar:

- a. Asegúrese de que el paquete no haya sido dañado. Si se descubre que el paquete está dañado, en presencia del mensajero, desempaque la mercancía y verifique si ninguno de los elementos del cochecito no ha sido dañado.
- b. Sobre la base de la especificación, verifique el contenido del paquete (en caso de que falten elementos, comuníquese con su vendedor).

No se requieren herramientas para montar o desmontar la silla de ruedas MEWA, excepto para ajustar la altura del reposapiés, donde se requiere un destornillador Phillips y una llave plana de 8 mm.

## 10. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL COHECITO

• **Montaje del cochecito.** El producto se empaqueta de fábrica en la caja de cartón original y ya está premontado. Complete el ensamblaje realizando los siguientes pasos:

- a) montar las ruedas delanteras,
- b) montar las ruedas traseras en el eje,
- c) Despliega el marco del cochecito con el asiento ajustando los parámetros:
  - o activar/desacoplar el bloqueo de dirección de la rueda delantera,
  - o ajustar la altura y el ángulo del asa para empujar el cochecito,
  - o ajustar el ángulo de inclinación del asiento,
  - o ajustar el ángulo de inclinación del respaldo,
  - o ajustar la longitud de los cinturones de cinco puntos,
  - o ajustar la altura y el ángulo del reposapiés,
  - o ajustar los cinturones de abducción y estabilización,
  - o instalar la barrera de seguridad,
  - o ajustar la capota con una ventana,
  - o ajustar las almohadillas del reposacabezas y las almohadillas del torso,
- d) Instale el equipo adecuado y ajuste los parámetros, por ejemplo:
  - o ajustar el ancho y la profundidad útil del asiento (inserciones estrechas y poco profundas),
  - o instalar una mesa terapéutica,
  - o instalar y ajustar la cuña,
  - o instalar una bolsa de viaje,
  - o instalar una cesta de la compra,
  - o Instale equipos seleccionados dedicados a las estaciones: un saco de dormir, guantes de invierno, una mosquitera, una cubierta para la lluvia, un paraguas.
- **Desmontaje del carro:**
  - a) retirar el equipo adicional,
  - b) desabrochar el asiento,
  - c) bloquear las ruedas delanteras, plegar el reposapiés y el marco del cochecito,
  - d) desabrochar las ruedas traseras,
  - e) Pliega el cochecito cerrándolo con el candado de transporte.

## 11. PREPARACIÓN PARA EL USO

Antes de usar el cochecito:

- Compruebe que el bastidor del cochecito se haya desplegado correctamente y que el mecanismo de plegado del bastidor se haya cerrado (bloqueado) correctamente.
- Compruebe que el asiento se haya montado correctamente en el bastidor del cochecito y que el mecanismo de fijación del asiento al bastidor del cochecito se haya cerrado (bloqueado) correctamente.
- Realice correctamente todos los ajustes y ajuste el cochecito a las necesidades del niño, incluida la configuración de la profundidad adecuada del asiento terapéutico, la inclinación adecuada del asiento terapéutico y la inclinación del respaldo, establezca la inclinación adecuada del reposapiés, ajuste la longitud adecuada de los cinturones de cinco puntos. Compruebe que todos los elementos de ajuste estén correctamente asentados y asegurados.
- Compruebe que la tapicería del cochecito esté seca.
- Asegurar al niño con todos los elementos estabilizadores disponibles, tales como: cinturones de cinco puntos, inserciones de estrechamiento y poca profundidad, cinturones de abducción y estabilización, cuña, reposapiés, correas de reposapiés, barrera de seguridad o mesa terapéutica. Esto es para proteger al niño de caerse y deslizarse fuera del cochecito y para proteger los pies del niño de caerse del reposapiés. Asegúrese de que todos los ajustes realizados anteriormente sean apropiados y seguros para el niño.
- Asegúrese de que el niño no se coloque en el cochecito sin ropa que cubra el cuerpo en los lugares de contacto con la tapicería del cochecito. Esto es para evitar abrasiones en el cuerpo del niño y para la higiene del niño.
- En el caso de los niños que tienen problemas para retener la orina, se debe colocar un hule especial en el asiento del cochecito, que se puede comprar en farmacias o tiendas médicas.
- En el caso de utilizar cualquier ayuda adicional como venflones, drenajes, bolsas, catéteres, etc., asegúrese de que estén bien asegurados contra caídas, desgarros, apretones y que no interfieran durante el uso del cochecito.

## 12. DESPLAZAR EL COHECITO

La mejor manera de llevar un cochecito es empujarlo con sus ruedas.

En los casos en los que esto no sea posible (por ejemplo, para transportar el cochecito en un coche), por razones de seguridad, el cochecito se puede levantar y transportar con ambas manos después de retirar previamente el equipo adicional para reducir el peso de carga y plegarlo.

Al transportar o levantar el marco del cochecito, se debe tener especial cuidado. El bastidor debe transportarse después de que se haya doblado y se haya instalado el candado de transporte.

No utilice equipo adicional para transportar el cochecito, ya que puede dañarse.

### 13. SUBIR Y BAJAR DE UN COCHECITO

Al entrar y salir del cochecito, coloque el cochecito lo más cerca posible de un lugar estable y seguro al que el usuario vaya a cambiar de posición. Después de asegurarse de que el freno central está activado y el reposapiés está levantado para evitar pararse sobre él, el usuario puede transferirse.

**¡ADVERTENCIA!** No se pare en el reposapiés, ya que existe el riesgo de que el cochecito se vuelque, lesiones al usuario y riesgo de daños al producto.

Asegúrese de que al subir o bajar del cochecito, el niño y cualquier otra persona no se paren en el reposapiés, ya que esto puede dañarlo y lesionar al usuario.

### 14. POSICIÓN CORRECTA EN UN COCHECITO

Por razones de seguridad y salud, se recomienda que el usuario coloque las caderas y la espalda lo más cerca posible del respaldo para apoyar la columna vertebral de manera uniforme (soporte óptimo de todas las partes de la columna para que no se cree espacio libre).

Los muslos deben estar apoyados tanto como sea posible, a lo largo de toda su longitud, lo que se logra ajustando la profundidad del asiento del cochecito y los pies deben descansar sobre la placa del reposapiés, lo que evita resbalones, mantiene el tono muscular óptimo en las piernas y transfiere parte del peso de la parte superior del cuerpo.

### 15. USO DEL COCHECITO

Durante el uso, sujete siempre el asa de empuje para evitar que el cochecito ruede.

Suelte el freno central mientras sostiene la manija de empuje y empuje el cochecito en una dirección segura.

### 16. MOVERSE SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS

Siempre coloque el cochecito mirando hacia adelante cuando suba colinas o rampas. Limite su velocidad en superficies inclinadas y muévase lo más lento posible.

La persona que empuja el cochecito debe tener la fuerza adecuada para controlar la estabilidad del cochecito.

Tenga siempre en cuenta que la posición del centro de gravedad del cochecito cambia cuando se atraviesa un terreno irregular o inclinado. En este caso, se debe tener especial cuidado y el cochecito debe estar asegurado.

Cuando utilice rampas, asegúrese de que la rampa sea adecuada, de que las ruedas del cochecito sean lo suficientemente altas para sortear la rampa, de que el marco del cochecito no entre en contacto con la rampa y de que se proporcione una segunda persona para ayudar, ya que existe el riesgo de que la silla de ruedas se vuelque, dañe el producto y lesione al usuario.

## 17. SUPERACIÓN DE UMBRALES O RESTRICCIONES

Al superar obstáculos pequeños (umbrales pequeños, bordillos pequeños, etc.), use su pie para bloquear el pie inclinable y empuje la manija hacia abajo y hacia usted para levantar las ruedas delanteras del cochecito y conducir con cuidado las ruedas delanteras sobre el obstáculo. Luego, tire lentamente de la manija de empuje hacia arriba, lejos del suelo, para levantar las ruedas traseras del cochecito y conducir con cuidado las ruedas traseras sobre el obstáculo.

## 18. TRANSPORTE EN EL COCHE Y EN OTROS VEHÍCULOS

- Retire todos los accesorios del cochecito y guárdelos en un lugar seguro. Pliega el cochecito y colócalo en el maletero.

Si el cochecito desmontado no está en el maletero del coche separado del compartimento de pasajeros, el bastidor del cochecito debe fijarse cuidadosamente al vehículo. Para ello, puede utilizar cinturones de seguridad sin usar.

- Para transportar un cochecito en otros vehículos, como trenes, tranvías, autobuses, aviones, barcos, etc., es necesario preguntar a las personas encargadas del transporte en estos medios de transporte sobre las condiciones para un viaje seguro al destino con cochecito y los requisitos pertinentes.



**El cochecito MEWA no debe usarse como asiento para transportar a un niño en un vehículo.**

## 19. LIMPIEZA Y CUIDADO

La tapicería solo se puede lavar a mano hasta 30°C.

Las manchas deben eliminarse tan pronto como se formen en la superficie del cochecito.

**ATENCIÓN:** No limpie con productos químicos que contengan solventes y lejía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso de productos de limpieza inadecuados.

Asegúrese de que el producto esté siempre seco antes de usarlo.

Si utiliza detergentes dedicados a este tipo de material, siga las instrucciones del detergente utilizado.



Lavar solo a mano



No blanquear



No secar en  
la secadora



Secar en posición  
horizontal



No planchar

## 20. ALMACENAMIENTO DEL COCHECITO

El cochecito limpio debe almacenarse en una habitación limpia, seca y bien ventilada, preferiblemente a 0-35°C. Para el almacenamiento a largo plazo, siga adicionalmente los pasos descritos en el punto 21 "cada mes".

## 21. SERVICIO E INSPECCIONES PERIÓDICAS

Para un uso seguro y sin problemas del cochecito, es necesario someterlo de forma regular y exhaustiva a las inspecciones y servicios que se describen a continuación.

En una situación en la que el usuario del cochecito no pueda realizar las actividades mencionadas anteriormente por su cuenta, debe devolver el cochecito a un punto de servicio especializado en cochecitos o directamente al Fabricante, quien llevará a cabo adecuadamente la inspección y las actividades de mantenimiento necesarias. Estas actividades pueden estar sujetas a un cargo adicional.

**NOTA:** El fabricante es responsable de los defectos o daños técnicos del cochecito causados solo cuando el cochecito se opera correctamente. La responsabilidad del correcto funcionamiento del cochecito recae en el Fabricante solo si se siguen estrictamente todas las recomendaciones del Fabricante.

**NOTA:** El fabricante es responsable del correcto funcionamiento del cochecito solo si se utilizan piezas y accesorios originales en él.

Todas las reparaciones deben realizarse en Servicios especializados autorizados (véase el punto 24) o directamente en el Fabricante. Las reparaciones del cochecito realizadas por cualquier persona que no sea un Servicio autorizado o el Fabricante anularán la garantía. El Fabricante no es responsable de las lesiones o daños del producto que puedan ser consecuencia de reparaciones realizadas por personas que no sean el Servicio autorizado o el Fabricante.

### El servicio debe realizarse:

- **Cada vez antes de usar el cochecito**
  - Verifique la eficiencia del freno central: después de activar el freno central, ambas ruedas traseras del cochecito deben estar bloqueadas y no pueden girar.
  - Verifique la fijación de los componentes estructurales - Inspeccione todos los mecanismos del cochecito y sus partes móviles, y en particular, preste atención a: el montaje correcto del respaldo en el marco del cochecito, el montaje adecuado de las ruedas, el funcionamiento adecuado de los cinturones de cinco puntos, el funcionamiento correcto del mecanismo de ajuste del ángulo del asiento, el funcionamiento correcto del mecanismo de reclinación del respaldo y el montaje adecuado del reposapiés.
  - Verifique el estado de los neumáticos - Verifique que los neumáticos de las cuatro ruedas no estén dañados o desgastados.
  - Inspección de piezas sólidas del bastidor, asiento con respaldo y bastidor del reposapiés - Inspeccione visualmente el estado de los perfiles estructurales. Estos componentes no deben estar dañados ni agrietados.

- **Cada un mes**
  - Limpieza del cochecito
  - Comprobación visual de todos los elementos móviles, cojinetes, mecanismos de ajuste: lubricar con grasa de silicona.
  
  - Revise todas las conexiones atornilladas para ver si están flojas.

## 22. UTILIZACIÓN

Eliminación y reciclaje: de acuerdo con las normativas específicas de cada país.

## 23. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS SANITARIOS

Producto sanitario de clase I de acuerdo con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios. El fabricante emitió una declaración de conformidad adecuada para el producto, que está disponible en [www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)

## Garantía

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a [incidencias@wellell.com](mailto:incidencias@wellell.com) o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.