

I-Transformer Lite Auto

Movilidad Eléctrica



Welbell

I-Transformer Lite Auto

Movilidad Eléctrica

La I-Transformer Lite Auto es la nueva scooter de Wellect con sistema de plegado automático. Al plegarse, la scooter queda de pie en cuestión de segundos sin necesidad de agacharse.

Ligera: Sus ruedas, chasis y asiento, fabricados en magnesio, permiten que la scooter pese tan solo 22 kilos.

Ajustable: La I-Transformer Lite Auto se adapta a cada usuario, con un mástil regulable en altura y profundidad, y reposabrazos ajustables tanto en altura como en anchura.

Mayor comodidad: Gracias a su suspensión trasera absorbe los impactos y vibraciones del pavimento, ofreciendo una conducción más suave y cómoda.

Fácil de transportar: Incluye un práctico kit de elevación que hace el traslado de la scooter mucho más sencillo.

Kit de elevación



Fácil de plegar:



Elementos destacados:




Incluye maletín trasero de serie.



Plegado automático con mando.



Manillar ergonómico y ajustable en altura y profundidad.



Reposabrazos ajustables en altura y anchura.



Luz LED delantera.



Kit de elevación incluido de serie para su fácil transporte.



Incluye cable para plegarla y desplegarla sin necesidad de colocar la batería.



Amortiguación trasera con llantas de magnesio.



Batería extraíble para su carga.



Cesta delantera plegable



Mochila



Luz delantera



Luz trasera



Linterna



Cargador USB



Bolsa lateral



Bolsa de transporte

Accesorios:



Medidas en cm

Descripción de producto	Referencia
I-Transformer Lite Auto	0407011
Descripción de accesorios	
Luz delantera	04060727
Luz trasera	04060728
Linterna	04060473
Cesta delantera plegable	04061963
Cargador USB	04060771
Mochila	04061909
Bolsa lateral	04061561
Bolsa de transporte	04061962
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	45 x 48 x 73 cm
Peso total de la caja	26 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	100 x 48,5 x 69 - 100 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	41 x 48,5 x 72 cm
Peso máximo recomendado	110 kg
Peso con batería	22 kg
Peso sin batería ni reposabrazos	19 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	3°
Radio de giro	≤ 1,4 m
Tipo de motor	180 W 24 V (sin escobillas)
Ruedas delanteras	7" macizas con llantas de magnesio
Ruedas traseras	7" macizas con llantas de magnesio
Batería	De litio 10.4 Ah 25,9 V 1 unidad
Cargador	29,4V 2A
Certificados	Fabricados según estándares ISO 9001, Mercado CE, REACH y RoHS

Garantía	
Equipo	2 años
Batería	6 meses

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com

