

I-Ares

Movilidad Eléctrica



Wellell



Plegado automático.



Apta para viajar en avión



Fácil de transportar.



I-Ares

Movilidad Eléctrica

La **nueva I-Ares** de **Wellell** redefine la movilidad personal con un diseño moderno y práctico. Esta scooter plegable combina funcionalidad avanzada con un estilo contemporáneo, ideal para usuarios que buscan independencia sin comprometer comodidad ni seguridad.

- **Plegado automático y sin esfuerzo:** Con solo presionar un botón en su mando a distancia, la I-Ares se pliega de forma **electrónica y vertical**. Quedándose de pie en cuestión de segundos sin necesidad de agacharse.
- **Ideal para espacios reducidos:** Gracias a su reducido radio de giro de tan solo 115 cm, es capaz de moverse con total facilidad en espacios estrechos, pasillos, ascensores o interiores reducidos, brindando una versatilidad excepcional tanto en interiores como exteriores.
- **Diseño ultraligero y resistente:** Su batería de litio permite reducir el peso total a tan solo **25 kg**, facilitando su manipulación y transporte.
- **Máxima seguridad:** Equipada con **ruedas antivuelco** para una conducción estable incluso en superficies irregulares. Incorpora además una **luz frontal LED**, ideal para mejorar la visibilidad en entornos con poca iluminación.
- **Fácil de transportar:** Gracias a su estructura de **4 ruedas**, puede desplazarse como un **trolley** cuando está plegada, lo que la convierte en la compañera perfecta para viajes, centros comerciales o espacios reducidos.

Elementos destacados:



Reposabrazos abatibles.



Pantalla digital.



Opción de plegado electrónico sin mando.



Timón regulable en altura.



Ruedas macizas con antivuelco.



Luz led delantera.



Incluye cable conector para plegado sin batería.



Batería extraíble para facilitar su carga.



2 mandos incluidos.

Accesorios:



Luz delantera



Luz trasera



Sujeta vasos



Cargador USB



Mochila



Maletín

Descripción de producto	Referencia
I-Ares	0407012
Descripción de accesorios	
Luz delantera	04060727
Luz trasera	04060728
Sujeta vasos	04060477
Cargador USB	04060771
Mochila	04061909
Maletín	04062059
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	50 x 42 x 74 cm
Peso total de la caja	28 kg

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	95 x 50 x 91,5 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	42 x 50 x 71 cm
Peso máximo soportado	110 kg
Peso con batería	25 kg
Peso sin batería	23 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	5°
Radio de giro	115 cm
Tipo de motor	24V 180W (sin escobillas)
Ruedas delanteras	6,8"
Ruedas traseras	7,2"
Batería	24V 10Ah
Cargador	DC 24V 2A
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS, ISO 7176, EN 12184



Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell