

Silla de Baño Zen

Ayudas para el Baño e Inodoro



WATER  **PROOF**

Wellell

Silla de Baño Zen

La **Silla de Baño Zen** es una solución versátil y práctica, diseñada para personas con movilidad reducida. Puede utilizarse tanto como **inodoro** como **silla de ducha**, lo que la convierte en un elemento esencial para el cuidado diario. Su estructura de aluminio **resistente al agua** proporciona una gran durabilidad y solidez, siendo al mismo tiempo **fácil de manejar y transportar**, gracias a su **peso reducido**.

Equipada con **ruedas delanteras con freno**, ofrece una excelente estabilidad durante su uso. Los reposabrazos y reposapiés acolchados en poliuretano garantizan un **apoyo cómodo**, mientras que los **reposapiés abatibles** permiten un acceso frontal y seguro al usuario.

Además, incorpora una cubeta sanitaria extraíble, lo que permite utilizarla como silla inodoro, adaptándose a distintas necesidades de higiene personal.



- Plegable, fácil de transportar y almacenar.


Descripción de producto	Referencia
Silla de ducha Zen	0402069
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	59 x 31 x 80 cm
Peso total de la caja	12 kg

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell



- Tapa y respaldo extraíbles. Su material blando de EVA es fácil de limpiar, antideslizante, resistente a bacterias y duradero, lo que ofrece mayor higiene.



- Reposapiés abatibles y ruedas delanteras con freno.

- Cubeta incluida.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho x alto)	90 x 60 x 93 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	60 x 37,5 x 103 cm
Peso del producto	9 kg
Material	Aluminio, tornillería de acero inoxidable
Medidas del asiento (largo x ancho)	43 x 46,5 cm
Altura del suelo al asiento	52 cm
Altura del respaldo	46 cm
Altura máxima WC	43 cm
Huevo útil entre reposabrazos	49 cm
Ruedas traseras	12"
Reposapiés	Sí. Abatibles
Apoyabrazos	Sí
Cubo inodoro	Sí
Frenos de seguridad	Sí. Ruedas delanteras
Peso máximo soportado	125 kg
Garantía	2 años
Certificaciones	Marcado CE, REACH