

Handbike Mini

Movilidad Eléctrica





Handbike Mini


Movilidad Eléctrica

La Handbike Mini es el asistente eléctrico más ligero del mercado. Es el acompañante ideal tanto para el día a día como para viajar con él. Ofrece una mayor independencia y aumenta la libertad de movimiento del usuario con un elegante diseño.


- **Ultraligera:** Gracias a sus reducidas dimensiones y con tan solo 5,3 kilos, la Handbike Mini es muy fácil de transportar. Ideal para viajar con ella en avión y en el coche. Incluye maleta de transporte y soporte para poder colgar la handbike en la pared.
- **Cómoda:** Permite engancharla y desengancharla de la silla de forma rápida y sencilla.
- **Universal:** La Handbike Mini se adapta a la mayoría de sillas de ruedas del mercado: básicas y activas. Su adaptador universal permite un ajuste rápido y seguro a la silla.



Elementos destacados:



Pantalla digital.
3 modos de conducción.



Luces led.



Motor de 250W potente y fiable.
Batería 161,28 Wh. Cumple con los
requisitos de transporte aéreo.



Rueda de 6".



Ajuste perfecto y seguro a la
silla gracias a sus adaptadores.



Descripción de producto	Referencia
Handbike Mini	0414001
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	100 x 38 x 30 cm
Peso total de la caja	15 kg
Especificaciones técnicas	Handbike Mini
Dimensiones (ancho x alto)	43 x 85 cm
Peso con baterías	5,3 kg
Peso máximo soportado	Máximo 100 kg incluyendo la silla de ruedas
Batería	De litio 25.2 V, 6.4 Ah, 161,28 Wh. Cumple con los requisitos para viajar en avión
Cargador	29.4V, 2A, 58.8W
Velocidad máxima	15 km/h. (3 modos de conducción)
Pendiente máxima	5%
Tipo de motor	Eléctrico, 250W DC
Rueda	Maciza de 6"
Suspensión	Sí
Función marcha atrás	Sí
Certificados	Marcado CE, EN 12184:2022
Garantía	
Handbike	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año



Apex – Wellell Group
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



APEX
 Wellell Group

Wellell