

Sillón Tívoli

Mobiliario



Wellell

El Sillón Tívoli de Wellell es perfecto para relajarse. Su motor facilita sentarse y levantarse de forma autónoma. Gracias a sus tres posiciones (incorporado, sentado y tumbado) es fácil encontrar el ajuste más confortable. Está elaborado con materiales de primera calidad que lo hacen resistente y suave.



El Sillón Tívoli cuenta con un motor y un mando eléctrico que **permite ajustarlo en 3 posiciones**.



Descripción de producto	Referencia
Sillón Tívoli	0410002
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	86 x 76 x 66 cm
Peso total de la caja	41 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones plegadas (largo x ancho x alto)	94 x 75 x 99 cm
Peso del producto	38 kg
Largura total al extender el sillón	155 cm
Medidas del asiento (largo x ancho)	53 x 53 cm
Altura del apoyabrazos hasta el suelo	60 cm
Respaldo (largo x ancho)	56 x 66 cm
Motor	100 - 240V, 50 - 60 Hz 3.0A
Peso máximo soportado	130 kg
Garantía	2 años
Certificados	Marcado CE, REACH y RoHS

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell