

# I-Laser

Movilidad Eléctrica





Plegado automático:



# I-Laser

## Movilidad Eléctrica

La I-Laser es la scooter que se pliega y despliega automáticamente presionando el botón central.

- **Diseño:** La scooter más compacta del mercado. Su rápido plegado automático permite que sea muy fácil de transportar y almacenar. Para facilitar la conducción en aquellos usuarios que lo necesiten, su láser indica la trayectoria de circulación. Cuenta con luces LED delanteras y traseras para ver y ser visto.
- **Compacta y potente:** Gracias a sus reducidas dimensiones, 91 cm desplegada y 48 cm plegada, podrás llevarla donde quieras. Su potente motor de 270W y baterías de 14,5 Ah te permitirá llegar donde otros no llegan.
- **Estable:** Gracias a sus 4 ruedas neumáticas, esta scooter aporta un mayor confort de marcha. Incorpora el Sistema Indigo cuya estructura proporciona mayor estabilidad en todos los terrenos.
- **Segura:** Cuenta con una llave de proximidad que permite boquear y desbloquear la scooter con tan solo acercarla.


## Elementos destacados:



Pantalla multifunción y llave de proximidad



El laser indica el espacio de seguridad necesario para circular



Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Botón de plegado de fácil acceso



Manillar ergonómico y regulable en altura



Ruedas neumáticas y antivuelco



Batería de litio extraíble (14,5 Ah) para facilitar su carga



Luces LED delanteras y traseras

## Accesorios:



Bolsa trasera



Cesta inferior



Cinturón de seguridad



Cesta delantera



Portabastones Smart



Portabastones giratorio



Cargador USB



Sujeta vasos



Cable conector para plegado y desplegado



Mochila





Medidas en cm

#### Apex Medical – Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao, Vizcaya, Spain  
T +34 94 4706408  
info@apexmedical.es



Wellell

Descripción de producto	Referencia
I-Laser	0401097
Descripción de accesorios	
Bolsa trasera	04060356
Cesta inferior	04060673
Cinturón de seguridad	04060946
Cesta delantera	04061138
Portabastones Smart	04061135
Portabastones giratorio	04061151
Cargador USB	04060771
Sujeta vasos	04061456
Cable conector para plegado y desplegado	04061204
Mochila	04061564

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	84 x 63 x 55 cm
Peso total de la caja	40 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	91 x 60 x 80-90 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	48 x 60 x 80 cm
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	35 kg
Peso sin baterías	31 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 6° ≥100 kg hasta 3°
Radio de giro	140 cm
Tipo de motor	270W 4400 RPM
Ruedas delanteras	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras	22,8 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías	De litio 25.2V 13,4 Ah 1 unidad
Cargador	2,5 Ah, externo

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año