

# WiZARD 310 - 320

Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño



**Wellell**

Las Wizard 310 (máscara nasal) y Wizard 320 (máscara facial) ofrecen un ajuste perfecto y un óptimo confort para el usuario. Su estructura flexible sin almohadilla proporciona mayor comodidad.

El sencillo ensamblado, permite un montaje instantáneo y una fácil limpieza en apenas unos minutos. Cuenta además con canales de exhalación que crean un entorno silencioso para dormir minimizando el ruido del flujo de aire.



Wizard 310.



Wizard 320.



#### **Montaje rápido**

Su sencillo diseño favorece su rápida sustitución.



#### **Canal de exhalación**

Incorpora canal de exhalación para una ventilación silenciosa.



#### Soporte frontal

La estructura suave y flexible, proporciona mayor comodidad y estabilidad al reducir el área del contacto con la piel.



#### Estructura

El marco flexible y ligero, ofrece un mejor ajuste y un excelente sellado.



#### Arnés

Aporta un ajuste cómodo y seguro.



#### Válvula de seguridad

Diseñado para evitar la asfixia en caso de fallo de alimentación de CPAP (solo para WIZARD 320).



#### Sistema de conexión y desconexión

Diseño de fácil montaje en un solo paso.



#### Almohadilla ergonómica

Diseñada para una óptima redistribución de presión, proporciona una mejor adherencia.



#### Sistema de clip

Mantiene fijo el ajuste entre la máscara y el arnés.

Descripción de producto	Referencia
WiZARD 310 talla L	0204074NW
WiZARD 310 talla M	0204075NW
WiZARD 310 talla S	0204076NW
WiZARD 320 talla L	0204077NW
WiZARD 320 talla M	0204078NW
WiZARD 320 talla S	0204079NW

Especificaciones técnicas	WiZARD 310	WiZARD 320
Peso del producto	86 gr	112 gr
Material almohadilla	Silicona	Silicona
Codo	Policarbonato	Policarbonato
Tubo	Polipropileno	Polipropileno
Certificados	ISO 17510:2015	ISO 17510:2015
Garantía	6 meses una vez abierto	6 meses una vez abierto

**Wellell Iberia S.L.**

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com



**Wellell**