

VacPRO

Aspiración de Secreciones



Wellell

El aspirador Wellell permite extraer todo tipo de secreciones favoreciendo la extracción de las mismas. Con un diseño moderno y compacto que facilita su transporte y el control de infecciones.



VacPRO
Aspirador de uso doméstico
muy ligero (2,8 kg).



Diseño
ergonómico fácil
de transportar



Regulador de
presión

Descripción de producto	VacPRO
Referencia	0210032
Descripción de accesorios	
Depósito desechable 800 ml	0210023
Sonda CH 18	0210022
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	23 x 38 x 33,2 cm 4,35 kg
Especificaciones técnicas	VacPRO
Dimensiones (largo x ancho x alto)	35,2 x 20,6 x 19,3 cm
Peso	2,8 kg
Voltaje	AC 230 VAC, 50 Hz
Consumo eléctrico	90W
Máxima presión de succión	600mmHg (ajustable)
Flujo máximo	24 l/min
Capacidad depósito	1.800 ml
Nivel sonoro	<55 dBA
Certificados	Class II Tipo BF
Garantía	2 años, no incluidos accesorios y recambios

Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell