

# I-Comfort

Movilidad Eléctrica



**Wellell**



# I-Comfort

## Movilidad Eléctrica


La I-Comfort es la Scooter Wellell ideal para personas con problemas de espalda gracias a su sistema de amortiguación y sus ruedas altas (9"). Puede ser fácilmente transportada al desmontarse en cuatro secciones.

- **Cómoda:** Suspensión trasera y ruedas de gran tamaño, lo que le permite amortiguar todo tipo de impactos. Estabilidad y confort gracias a una mayor distancia entre sus ejes (92 cm).
- **Completa:** Cuenta con una luz de led delantera y cesta.

## Elementos destacados:



Reposabrazos abatibles



Mando ergonómico



Amortiguación trasera



Columna de conducción



Baterías extraíbles para facilitar su recarga



Desmontable en 4 piezas



Luz led delantera

## Accesorios:



Funda de almacenaje



Portabastones



Soporte para móvil



Retrovisores



Cargador USB



Mochila



Bolsa lateral

Descripción de producto	Referencia
I-Confort	0407004
Descripción de accesorios	
Funda de almacenaje	04060552
Postabastones	04060546
Soporte para móvil	04060746
Retrovisores	04060675
Cargador USB	04060771
Mochila	04061909
Bolsa lateral	04061561
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	133,5 x 57,5 x 53 cm
Peso total de la caja	62 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	112 x 62 x 93,5 cm
Peso máximo soportado	136 kg
Peso con baterías	55 kg
Peso sin baterías	39,5 kg
Peso de la pieza más pesada	17 kg
Velocidad máxima	8 km/h
Pendiente máxima	< 45 kg hasta 8° 45-50 kg hasta 6° 50-91 kg hasta 4° 91-136 kg hasta 3°
Radio de giro	145 cm
Tipo de motor	250W 4000 rpm
Ruedas delanteras	9". Macizas
Ruedas traseras	9". Macizas
Baterías	12V de 22 Ah x 2 unidades
Cargador	3A externo
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS, ISO 7176 y EN12184

Garantía	
Equipo	2 años
Baterías	6 meses

**Wellell Iberia S.L.**  
 Elcano 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
 T +34 94 4706408  
 info@wellell.com



**Wellell**

Wellell Iberia S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos.



Medidas en cm