

# Domus 1


Superficie Especial de Manejo de Presión



**Wellell**


El Domus 1 es la SEMP Wellell recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

#### Prevención UPPs



Riesgo bajo

#### Tratamiento UPPs



Grado I

El Domus 1 cuenta con una terapia de presión alternante (las burbujas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base.

### Eficacia terapéutica:



**Alivio de Presión:** Básico. Gracias a sus 130 burbujas de 6,4 cm de altura.



**Regulador en función del peso del paciente:** Desde 40 a 100 kg.



**PVC sanitario:** Minimiza el riesgo de alergias y aporta mayor durabilidad.

Descripción de Producto	Referencia
Domus 1	0101017NW

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	30,3 x 17 x 20 cm. 4,15 kg
--	----------------------------

Especificaciones del colchón	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	198 x 86 x 6,4 cm . 2 kg
Burbujas	130 burbujas de PVC sanitario
Solapas de ajuste al somier	1 metro de solapas
Certificados	Retardante al fuego CA 117
Garantía	6 meses

Especificaciones del compresor	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Máxima salida de aire	4 litros/minuto
Ajuste de rango de presión	Sí, según peso paciente (40-100 kg)
Duración del ciclo alternante	9,6 minutos
Terapia	Alternante
Nivel sonoro	36 dBA
Botón encendido y apagado. Colgadores	Sí
Carcasa	ABS retardante al fuego
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21
Garantía	2 años

#### Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com



# Wellell