

WiZARD 510 - 520

Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño



Wellell

WIZARD 510 - 520

La máscara Wizard 510 (máscara nasal) ofrece un ajuste perfecto y un óptimo confort para el usuario. Su almohadilla casi sin contacto la hace ideal para dormir cómodamente y para las personas que utilizan gafas. El diseño de la Wizard 520 (máscara facial) maximiza la estabilidad, la comodidad y la experiencia, incluyendo una visión sin obstrucciones, un ruido mínimo, clips no magnéticos y un mantenimiento sencillo.

Cuentan con un tubo flexible que facilita el movimiento durante la noche, además desconectarlo es muy fácil.

Incluyen un cómodo arnés con diseño en 3D que proporciona una sujeción óptima.

Especificaciones técnicas	WiZARD 510	WiZARD 520
Peso del producto	93 gr	130 gr
Presión de terapia	4-30 cm H ₂ O	4-40 cm H ₂ O
Material almohadilla	Silicona	Silicona
Tubo	Polipropileno	Polipropileno
Clip	Plástico	Plástico
Certificados	ISO 17510:2015	ISO 17510:2015
Garantía	6 meses una vez abierto	6 meses una vez abierto

Descripción de producto	Referencia
Máscara WIZARD 510 Talla S/M	0204082W
Máscara WIZARD 510 Talla L	0204083W
Máscara WIZARD 520 Talla S	0204093W
Máscara WIZARD 520 Talla M	0204092W
Máscara WIZARD 520 Talla L	0204091W

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell



Válvula de desconexión rápida

La desconexión de los tubos y máscara puede realizarse en un solo movimiento de forma rápida y sencilla.



Arnés cómodo

El arnés está fabricado de un material suave, sin plásticos, lo que evita rojeces en la piel y proporciona un confort óptimo incluso durmiendo de lado.



Tranquil Fresh Tech

Tecnología patentada que reduce el flujo de exhalación eliminando el ruido y creando un ambiente tranquilo para dormir (510).



Clips fáciles de quitar

Diseño de hebilla para facilitar soltar el arnés de la almohadilla.