

Nebulizador WellNeb

Nebulización



Wellell

WellNeb

WellNeb es un nebulizador de pistón para uso domiciliario, ideal para el tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas y asma. Es perfecto para transportar y almacenar, gracias a su tamaño compacto, su diseño ligero y su cómoda asa de transporte.

Proporciona un tratamiento eficaz (nebulización en partículas de 0,5 a 10 micrones), aliviando rápidamente los síntomas de los usuarios.



Incluye set de máscaras y boquilla.



Suministra partículas $\leq 5 \mu\text{m}$ y la tasa media de nebulización es $\geq 0,2 \text{ ml/min}$.



Fácil de transportar con un diseño ligero que pesa sólo 1,36 kg.

Descripción de producto	Referencia
Nebulizador WellNeb	0201010

Especificaciones técnicas	WellNeb
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	23,8 x 17,8 x 9,9 cm
Peso del producto	1,36 kg
Voltaje	220V, 50Hz
Tasa de nebulización	$\geq 0,2 \text{ ml/min}$.
Tamaño de partículas	0.5 a 10 μm
Capacidad de medición	6 ml
Rango de caudal en litros	5.0 Lpm ~ 8.0 Lpm
Nivel sonoro	$\leq 60 \text{ db}$ (en 1 metro)
Certificados	Marcado CE, ISO 13485, REACH y RoHS

Garantía	
WellNeb	2 años. Máscara y boquilla 6 meses

Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell