

Mini Plus

Nebulización



Wellell

Miniplus

Nebulizador de pistón para uso domiciliario, ideal para el tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas y asma.

Sus reducidas dimensiones facilitan su transporte y almacenaje. Tratamiento rápido (nebuliza 3cm³ en menos de 10 min.) y eficaz (nebulización en partículas de 0,5 a 5 micrones) gracias a su sistema de pistón.

Incluye set de máscaras y boquilla.



Su atractivo diseño, ayuda a integrarlo en la vida doméstica del usuario, facilitando la terapia en el día a día.



Tratamiento eficaz al nebulizar la medicación en partículas de 0,5 a 5 micrones. Suministra 3cm³ en menos de 10 min.



Filtro externo y botón de encendido y apagado para una mayor seguridad.



Posibilidad de fijar el tubo en el nebulizador.



Asa para su transporte.



Incluye dos máscaras (niño y adulto) y boquilla.

Descripción de producto	Referencia
Mini Plus	0201008W

Características	Mini Plus
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	30,3 x 13,9 x 21,2 cm
Peso total de la caja	2,45 kg

Especificaciones técnicas	Mini Plus
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	14 x 18,8 x 10 cm
Peso del producto	1,8 kg
Voltaje	230V AC, 50 Hz, 0,6A
Salida de aerosol	≥ 1,5 ml
Tasa de nebulización	0,3 ml/min.
Tamaño de las partículas	0,5 – 5 micrones
Capacidad de la copa	Mínimo 2 ml - máx. 6 ml
Apagado automático	No
Certificados	EN 60601-1 EN 60601-1-2
Garantía	2 años. Máscara, boquilla y cabezal 6 meses

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell