

I-Explorer 5 Compact / I-Explorer 5 Plus

Movilidad Eléctrica



Wellell



I-Explorer 5 Compact / I-Explorer 5 Plus

Movilidad Eléctrica

La nueva gama Explorer 5 de Wellell permite ser adaptada a cada usuario mediante sus múltiples configuraciones. Además son ideales para espacios reducidos y viajar con ellas.

- **Personalizable:** Gracias a sus diversos ajustes permite que el usuario adapte la silla a sus necesidades.
- **Plegable:** Su plegado es sencillo e instantáneo.
- **Ligera y Robusta:** Su estructura hidro-conformada, una sofisticada técnica de fabricación de la industria aeronáutica permite que esta gama de sillas sea ligera, resistente y duradera.
- **Cómoda:** Su doble reposapiés extraíble facilita el acceso a la misma. Cuenta con un hueco útil entre sus reposabrazos desde 42 cm a 53 cm dependiendo del modelo de silla.

I-Explorer 5 Compact

I-Explorer 5 Plus



Ideal para espacios reducidos gracias a sus 56 cm de anchura.



Soporta hasta 150 kg de peso.



Elementos destacados:





Se adapta a ti:



Reposapiés individual extraíble:

El usuario puede extraerlos muy fácilmente estando sentado en la silla. Permiten el acceso frontal a la silla. Los reposapiés son ajustables en altura (13 cm).



Ajuste respaldo:

El respaldo permite inclinación en 7° grados y ser ajustado en 5 cm de altura.



Ajuste reposabrazos:

Para poder ajustarlos a cada usuario los reposabrazos pueden ser regulados en altura (hasta 5,5 cm), en anchura (hasta 6 cm) y en profundidad (hasta 6 cm).

Accesorios:



Maleta de viaje



Reposacabezas



Soporte joystick lado izquierdo



Soporte mando acompañante



Batería adicional



Luz delantera y trasera



Portabastones



Reposapiés elevable



Mochila

| Descripción de producto | Referencia |
|---------------------------------|------------|
| I-Explorer 5 Compact | 0401119 |
| I-Explorer 5 Plus | 0401118 |
| Descripción de accesorios | |
| Maleta de viaje | 04060885 |
| Reposacabezas | 04061737 |
| Soporte joystick lado izquierdo | 04061231 |
| Soporte para mando acompañante | 04061272 |
| Batería adicional de 12Ah/24V | 04061245 |
| Luz delantera | 04060727 |
| Luz trasera | 04060728 |
| Portabastones | 04061809 |
| Reposapiés elevable | 04061828 |
| Mochila | 04061564 |

| | I-Explorer 5 Compact | I-Explorer 5 Plus |
|---|----------------------|-------------------|
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 98 x 71,5 x 46 cm | 98 x 71,5 x 46 cm |
| Peso total de la caja | 40,9 kg | 41,3 kg |



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell

| Especificaciones técnicas | I-Explorer 5 Compact | I-Explorer 5 Plus |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto) | 103 x 56 x 95 cm | 103 x 62 x 95 cm |
| Dimensiones desplegada sin reposapiés (largo x ancho x alto) | 82 x 56 x 95 cm | 82 x 62 x 95 cm |
| Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) | 58 x 56 x 80 cm | 58 x 62 x 80 cm |
| Medidas del asiento (ancho x largo x alto) | 43 x 43 x 5-6,5 cm | 46 x 42 x 5-6,5 cm |
| Altura del suelo al asiento | 57,5 cm | 57,5 cm |
| Grados inclinación del respaldo | 103° y 110° | |
| Peso máximo soportado | 150 kg | 150 kg |
| Peso con baterías | 32,9 kg | 33,3 kg |
| Peso sin baterías | 30,4 kg | 30,8 kg |
| Velocidad máxima | 6 km/h | |
| Pendiente máxima | 6-10° (según condiciones) | 6-10° (según condiciones) |
| Radio de giro | 98 cm | 98 cm |
| Tipo de motor | 24 V 250 W x 2 uds. (sin escobillas) | 24 V 250 W x 2 uds. (sin escobillas) |
| Ruedas delanteras | 8". Macizas | 8". Macizas |
| Ruedas traseras | 12". Macizas | 12". Macizas |
| Batería | 12Ah/24V | 12Ah/24V |
| Certificados | Marcado CE. REACH y RoHS | |

Garantía

| | |
|----------|---------|
| Bastidor | 2 años |
| Baterías | 6 meses |