

I-Explorer XL³

Movilidad Eléctrica



Wellell

①



②



③



I-Explorer XL³

Movilidad Eléctrica

La I-Explorer XL³ es la silla eléctrica ultraligera de Wellell. Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias sus dimensiones compactas. Cuenta con baterías de 40 Ah y un joystick digital con posibilidad de elegir el modo de conducción: ECO el modo que optimiza la conducción, NOR modo de conducción normal y SPT modo de conducción deportivo.

- **Plegable:** Su plegado es instantáneo.
- **Fácil de transportar:** Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera y Robusta:** Gracias a su batería de litio extraíble, su peso es de 29 kg sin batería. Wellell ofrece 3 años de garantía en su chasis de aluminio.
- **Cómoda:** Aporta una comodidad extra al usuario debido a sus apoyabrazos y a su cojín anatómico y visco elástico. Además cuenta con portabastones de serie.

Elementos destacados:



Accesorios:



Reposapiés elevable



Linterna



Soporte teléfono



Soporte tablet



Bolsa transporte baterías



Mochila



Sujeta vasos



Soporte mando acompañante



Luz delantera y trasera



Reposacabezas en 3 tallas



Cargador externo



Portabastones giratorio

| Descripción de producto | Referencia |
|---|------------|
| I-Explorer XL ³ | 0401083 |
| Descripción de accesorios | |
| Reposapiés elevable para I-Explorer XL ³ | 04060627 |
| Linterna | 04060473 |
| Soporte teléfono | 04060475 |
| Soporte tablet | 04060474 |
| Bolsa transporte baterías | 04060834 |
| Mochila | 04061564 |
| Sujeta vasos | 04060477 |
| Soporte para mando de acompañante | 04060584 |
| Luces delanteras | 04060727 |
| Luces traseras | 04060728 |
| Reposacabezas talla S | 04060809 |
| Reposacabezas talla M | 04060808 |
| Reposacabezas talla L | 04060810 |
| Cargador externo | 04060800 |
| Portabastones giratorio | 04061151 |

| | |
|---|-----------------|
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 78 x 51 x 96 cm |
| Peso total de la caja | 37,4 kg |

| Garantía | |
|----------|---------|
| Bastidor | 2 años |
| Baterías | 6 meses |

| Especificaciones técnicas | I-Explorer XL ³ |
|---|--|
| Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto) | 105 x 69,5 x 95 cm |
| Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) | 44 x 69,5 x 84 cm |
| Medidas del asiento (ancho x largo) | 45 x 42 cm |
| Altura del suelo al asiento | 51 cm |
| Peso máximo soportado | 180 kg |
| Peso con baterías | 37,2 kg |
| Peso sin baterías | 29 kg |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Pendiente máxima | 12° |
| Radio de giro | 100 cm |
| Tipo de motor | Motor C.C. 250 W x 2 uds. (sin escobillas) |
| Ruedas delanteras | 8". Neumáticas |
| Ruedas traseras | 12". Macizas |
| Baterías | 40 Ah/24V |
| Certificados | Fabricados según estándares ISO7176, FDA, Mercado CE, REACH y RoHS |



Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell