

Silla Mewa

Sillas PCI Pediátricas



Wellell



Silla Mewa

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mewa tiene un diseño urbano y moderno, indicada para niños de entre 90-125 cm de altura y un peso máximo de 40 kg.

- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- Ruedas delanteras y traseras **de gel con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- **Controles** del tronco y cabeza ajustables opcionales para mantener seguro al niño.
- **Cinturones de abducción** que estabilizan la pelvis y evitan que el niño se deslice.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento. Además incorpora un **kit de ajuste del asiento** que permite adaptar las medidas del asiento al niño.
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

Disponible en color verde , fucsia , azul  y gris .



Elementos destacados:



Capota (varios colores)



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Respaldo ajustable



Estructura plegable



Reposapiés plegable con cinchas y ajustable en altura




Kit de transporte



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación



Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Reposapiés con cinchas



Capota (varios colores)

Accesorios



Bolsa bajo el asiento



Taco abductor



Barra de seguridad



Controles cabeza (varios colores)



Controles tronco (varios colores)



Mesa terapéutica



Kit ajuste asiento (varios colores)



Arnés pélvico (varios colores)



Guantes invierno (varios colores)



Saco (varios colores)



Bolsa manillar (varios colores)



Sombrilla (varios colores)



Protector para lluvia



Mosquitera

Descripción de producto	Referencia
Silla Mewa (varios colores)	0431003-03A-03G-03R

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja	28 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Bolsa bajo asiento	0432043
Taco abductor	0432035
Barra de seguridad	0432033
Controles cabeza (varios colores)	0432036-36A-36G-36R
Controles tronco (varios colores)	0432037-37A-37G-37R
Mesa terapéutica	0432017
Kit ajuste asiento (varios colores)	0432038-38A-38G-38R
Arnés pélvico (varios colores)	0432039-0432022
Guantes invierno (varios colores)	0432041-0432024
Saco (varios colores)	0432042-42A-42G-42R
Bolsa manillar (varios colores)	0432044-44A-44G-44R
Sombrilla (varios colores)	0432046-46A-46G-46R
Protector para lluvia	0432030
Mosquitera	0432048

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	94 - 126 x 65 x 124 - 129 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	84 x 64 x 26 cm
Peso sin accesorios	20 kg
Altura del niño	90 - 125 cm
Peso máximo soportado	40 kg
Anchura del asiento	25 - 32 cm
Profundidad del asiento	24 - 28 cm
Altura del respaldo	62 cm
Ajuste del reposapiés	17 - 32 cm / 5 posiciones
Asiento extraíble	Sí
Basculante	Sí
Sistema "Crece contigo"	No
Asiento marcha/contramarcha	Sí
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell

Wellell Iberia S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos.

