

Silla Yeti

Sillas PCI Pediátricas



Wellell



Silla Yeti

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Yeti, es la de mayor tamaño de su gama. Ideal para usuarios de entre 130 - 175 cm de altura y un peso máximo de 80 kg. Robusta y ligera proporciona una gran comodidad y seguridad. Su gran variedad de ajustes le permiten satisfacer cualquier necesidad del niño.

- Permite la **configuración del asiento** por completo: Respaldo reclinable y ajustable en altura y posibilidad de elegir la firmeza del mismo.
- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- **Ruedas de gel con amortiguación**, freno central y bloqueo direccional de ruedas garantizan un rendimiento perfecto.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- Incorpora un **sistema de protección** con extensiones laterales que protege al niño.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

Disponible en color gris .



Elementos destacados:




Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Barra de seguridad




Capota



Respaldo y asiento ajustables y reclinables



Bolsa bajo asiento



Kit de transporte



Reposapiés plegable con cinchas y ajustable en altura



Estructura plegable



Ruedas traseras con amortiguación



Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Capota



Barra de seguridad



Bolsa bajo asiento



Reposapiés con cinchas

Accesorios



Taco abductor



Controles cabeza



Mesa terapéutica



Kit ajuste asiento



Arnés pélvico



Guantes invierno



Saco



Bolsa manillar



Sombrilla



Protector para la lluvia



Mosquitera

Descripción de producto	Referencia
Silla Yeti	0431004
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 114 cm
Peso total de la caja	30 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Taco abductor	0432052
Controles cabeza	0432053
Mesa terapéutica	0432051
Kit ajuste asiento	0432054
Arnés pélvico	0432055
Guantes invierno	0432057
Saco	0432058
Bolsa manillar	0432060
Sombrilla	0432062
Protector para lluvia	0432063
Mosquitera	0432064

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	114,5–146 x 66 x 117–138 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	110 x 66 x 50 cm
Peso sin accesorios	24 kg
Altura del niño	130 - 175 cm
Peso máximo soportado	80 kg
Anchura del asiento	28 - 43 cm
Profundidad del asiento	31 - 45 cm
Altura del respaldo	65 - 85 cm
Ajuste del reposapiés	28,5 - 43,5 cm / 7 posiciones
Asiento extraíble	No
Basculante	Sí
Sistema «Crece contigo»	Sí
Asiento marcha/contramarcha	No
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell

