


Silla Transit

Vida Activa



Wellell


La Silla Transit de Wellell es la solución ideal para espacios reducidos, ya que permite desplazar al usuario en interiores gracias a sus ajustadas dimensiones. Se puede viajar con ella como silla accesoria al poderse plegar y guardar en una bolsa de transporte.



La Silla Transit se pliega y dispone de una bolsa de transporte para su almacenaje. Solo pesa 7 kg.



La Silla Transit cuenta con un bolsillo en el respaldo. Se facilita el traslado del paciente gracias a los reposabrazos acolchados que son abatibles.



Para una mayor seguridad cuenta con frenos bloqueables y de estacionamiento así como de un cinturón de seguridad. Mayor comodidad gracias a sus puños.



Reposapiés abatible y soporte en las piernas para un mayor confort.

Descripción de producto	Referencia
Silla Transit	0401061
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	65 x 25 x 65 cm
Peso total de la caja	7,5 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	70 x 44 x 89 cm
Peso del producto	6,7 kg
Material	Aluminio
Medidas del asiento (largo x ancho)	36 x 36 cm
Altura del suelo al asiento	46 cm
Altura del respaldo	40 cm
Altura del reposapiés al suelo	17 cm
Altura reposabrazos	19,5 cm
Largura de los reposabrazos	28,5 cm
Ruedas delanteras	15 cm de diámetro
Ruedas traseras	20 cm de diámetro
Plegable	Sí
Peso máximo soportado	100 kg
Garantía	2 años
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell