

Termómetro Infrarrojos Profesional

Equipos de Protección Individual



Wellell

Termómetro Infrarrojos Profesional



El Termómetro Infrarrojos Profesional de Wellell se puede utilizar tanto en un entorno profesional como familiar.

Su medición laser a distancia para adultos y niños es ideal para utilizarlo en un ambiente laboral, ya que permite tomar la temperatura respetando la distancia de 1-3 cm, evitando así el contacto con la piel.

También facilita la medición de la temperatura corporal en el hogar. Con tan solo retirar su capucha protectora, permite realizar mediciones en el oído.

Su moderno sistema de medición hace que la pantalla se ilumine facilitando la lectura de la temperatura. Si la pantalla se pone de color verde indica que no hay fiebre, si se pone de color rojo indica presencia de fiebre.

La pantalla que incorpora es LCD HD.

Descripción de producto	Referencia
Termómetro Infrarrojos Profesional	0427001

Especificaciones técnicas	
Dimensiones	15,5 x 4,2 x 4,9 cm
Peso con batería	90 gr
Pantalla	LCD HD
Rango de medición	Cabeza: 35-42,2°C ±0,2°C Oído: 35-42°C ±0,2°C
Memoria	20 mediciones
Unidad de temperatura	Ajustable a °C/°F
Apagado automático	10s ± 1s
Batería	2 Pilas AAA
Garantía	2 años

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell