


# Sedens Series

Superficie Especial de Manejo de Presión



La gama Sedens integra todos los cojines Wellell para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión (UPP's) siguiendo las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Incluye diferentes tecnologías estáticas adaptadas a los diferentes pacientes según su peso, el grado de úlcera y los niveles de riesgo.

**Wellell**


## Sedens 200 Visco

El Sedens 200 Visco está fabricado con espuma de alta densidad BASF (86 kg/m<sup>3</sup>). Cuenta con certificados que garantizan el uso de materiales anti alergénicos y anti bacterianos. Tiene una forma ergonómica que se adapta a la anatomía de cada usuario ayudando a mantener un buen posicionamiento. Es aconsejable su uso en pacientes con riesgo bajo y grado I de UPP´s. Además se suministra con una funda de incontinencia extra.



## Sedens 100 Gel

El Sedens 100 Gel está fabricado con una mezcla de polyol e isocianato que ayuda a regular la temperatura corporal. Cuenta con certificados que garantizan el uso de materiales anti alergénicos y anti bacterianos. Este cojín se recomienda para pacientes con riesgo bajo y grado I de UPP´s.



## Sedens 210 Visco-Gel

El Sedens 210 Visco-Gel está diseñado para paciente con riesgo medio de aparición de úlceras por presión y úlceras de grado II. Está fabricado con espuma de alta densidad BASF (86 kg/m<sup>3</sup>) y gel, logrando el equilibrio óptimo entre reducción de presión y control de temperatura. Su forma ergonómica ayuda al usuario a mantener un correcto posicionamiento. Cuenta con certificados que garantizan el uso de materiales anti alergénicos y anti bacterianos.



Descripción de Producto	Sedens 200 Visco	Sedens 200 Visco 43	Sedens 100 Gel	Sedens 100 Gel 43	Sedens 210 Visco-Gel	Sedens 210 Visco-Gel 43
Referencia	0112015	0112015-43	0112009	0112009-43	0112011	0112011-43
<b>Descripción de accesorios</b>						
Funda incontinencia (PU bi-elástica)	01170009N	01170033N	01170007	01170031	01170009N	01170033N
Funda transpirable (3D nido de abeja)	01170008N	01170032N	01170006	01170030	01170008N	01170032N
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	46,5 x 46,5 x 10 cm	46,5 x 46,5 x 10 cm	46,5 x 46,5 x 5cm	46,5 x 46,5 x 5cm	46,5 x 46,5 x 10 cm	46,5 x 46,5 x 10 cm
Peso total de la caja	1,5 kg	1,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	3,4 kg	3,5 kg

Especificaciones de producto	Sedens 200 Visco	Sedens 200 Visco 43	Sedens 100 Gel	Sedens 100 Gel 43	Sedens 210 Visco-Gel	Sedens 210 Visco-Gel 43
Dimensiones (largo x ancho x alto)	41 x 41 x 7 cm	43 x 43 x 7 cm	40 x 40 x 2,5 cm	43 x 43 x 3,5 cm	41 x 41 x 7 cm	43 x 43 x 7 cm
Peso del producto	1,4 kg	1,5 kg	3,7 kg	3,8 kg	2,6 kg	2,94 kg
Material del cojín	Visco elástica BASF de 86 kg/m <sup>3</sup>		Gel poliuretano		Visco elástica BASF de 86 kg/m <sup>3</sup> y gel poliuretano de doble densidad	
Material de la funda	Incontinencia (PU bi-elástica)		Transpirable (3D nido de abeja)		Incontinencia (PU bi-elástica)	
Peso máximo soportado	100 kg	100 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

### Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com



# Wellell