

Grúa Hércules


Movilidad Eléctrica



Wellell

La grúa Hércules es un mecanismo eléctrico que permite levantar/bajar sin esfuerzo todo tipo de sillas de ruedas y scooters (hasta 45 kg). Ideal para meterlas fácilmente en la parte trasera del coche con tan solo presionar un botón. Además es plegable, para poder guardarla y transportarla de forma muy cómoda.

Esta grúa puede ser utilizada bien con la batería de la scooter o con su batería de litio externa (no incluida).



Plegable y portátil, ideal para espacios reducidos.



Pedal de freno para evitar que la grúa se mueva.



Batería externa no incluida.

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Descripción de producto	Referencia
Grúa Hércules	04060742
Descripción de accesorios	
Batería externa	04061915
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	79 x 37,5 x 51 cm
Peso total de la caja	16,5 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones plegado (largo x ancho x alto)	23 x 40 x 70 cm
Dimensiones desplegado (largo x ancho x alto)	85 x 70 x 178 cm
Peso máximo soportado	45 kg
Peso	13,5 kg
Altura de elevación	150 cm
Tipo de motor	24 V

Garantía	
Bastidor	2 años

Wellell