

# I-Nano

Movilidad Eléctrica



**Wellell**



# I-Nano

## Movilidad Eléctrica


La I-Nano es la Scooter Wellell ideal para moverse en la ciudad gracias a sus reducidas dimensiones.

- **Compacta:** Tan solo mide 99 cm de largo y 63,5 cm de ancho, teniendo en cuenta los apoyabrazos.
- **Fácil de transportar:** Su diseño modular (desmontable en cuatro piezas) permite transportarlo de una forma cómoda.

## Elementos destacados:



Reposabrazos abatibles



Mando ergonómico



Baterías extraíbles para facilitar su recarga



Columna de conducción



Desmontable en 4 piezas



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Luz led delantera


## Accesorios:



Funda de almacenaje



Portabastones



Soporte para móvil



Retrovisores



Cargador USB



Mochila



Bolsa lateral



Descripción de producto	Referencia
I-Nano	0407003
Descripción de accesorios	
Funda de almacenaje	04060552
Postabastones	04060546
Soporte para móvil	04060746
Retrovisores	04060675
Cargador USB	04060771
Mochila	04061909
Bolsa lateral	04061561

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	108,5 x 56,5 x 60 cm
Peso total de la caja	57 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	99 x 52 x 86 cm
Peso máximo soportado	130 kg
Peso con baterías	42,5 kg
Peso sin baterías	33 kg
Peso de la pieza más pesada	16 kg
Velocidad máxima	8 km/h
Pendiente máxima	< 45 kg hasta 8° 45-70 kg hasta 6° 70-136 kg hasta 4°
Radio de giro	115 cm
Tipo de motor	200W 4650 rpm
Ruedas delanteras	8". Macizas
Ruedas traseras	8". Macizas
Baterías	12V de 20 Ah x 2 unidades
Cargador	2A externo
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses



Medidas en cm

#### Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com



**Wellell**