

I-Atlantis

Movilidad Eléctrica



Wellell

I-Atlantis

Movilidad Eléctrica

La I-Atlantis es la nueva silla de ruedas eléctrica de Wellell ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias a sus dimensiones compactas.

- **Ligera:** Gracias a su estructura de aluminio y su batería de litio extraíble, su peso sin batería es de 22,8 kg.
- **Potente:** Cuenta con dos motores de 200W cada uno.
- **Cómoda:** Sus reposapiés abatibles y extraíbles permiten acceder a la silla de una forma fácil y segura.
- **Versátil:** Al liberar el doble motor, el acompañante puede conducir la silla de forma manual.

Fácil de plegar:



Elementos destacados:



Batería de litio (12Ah - 24V).
Certificada para volar. Recargable externamente.



Acelerador para acompañante incluido de serie



Joystick posicionable en ambos lados. Con punto de carga USB y luz.



Ruedas delanteras de 8".



Ruedas traseras de 12".



Doble reposapiés; abatibles y extraíbles.

Accesorios



Soporte mando acompañante



Portabastones giratorio



Luz delantera



Luz trasera



Mochila



Maletín

Descripción de producto	Referencia
I-Atlantis	0401120
Descripción de accesorios	
Soporte mando acompañante	04061272
Mochila	04061909
Maletín	04062059
Luz led delantera	04060727
Luz led trasera	04060728
Portabastones giratorio	04061151
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	65 x 50 x 77 cm
Peso total de la caja	28 kg



Especificaciones técnicas	I-Atlantis
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	110 x 64 x 91 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	42 x 64 x 73 cm
Medidas del asiento (ancho x largo)	40 x 42 cm
Altura del suelo al asiento	46 cm
Peso máximo soportado	100 kg
Peso con baterías	24,9 kg
Peso sin baterías	22,8 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	6°
Radio de giro	120 cm
Tipo de motor	200W 24 V x 2 unidades (sin escobillas)
Ruedas delanteras	8" Macizas
Ruedas traseras	12" Macizas
Batería	Litio 12 Ah 24V
Certificados	Fabricados según estándares ISO 13485, Marcado CE, REACH y RoHS

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell