

I-Galaxy

Movilidad Eléctrica



Wellect



I-Galaxy

Movilidad Eléctrica


La I-Galaxy es la Scooter Wellett que presenta un equilibrio perfecto entre prestaciones y comodidad. Potencia y fiabilidad en una sola scooter, lo que te permite llegar a donde otros no llegan.

- **Potente:** Con motor de 850W y dos baterías de 75 Ah.
- **Fiable:** Gracias a la calidad de su motor y su electrónica. Con un carenado que le protege de la corrosión y el agua.
- **Cómoda:** Asiento giratorio y regulable en profundidad. Apoyabrazos regulables en anchura y altura. Con suspensión delantera y trasera y ruedas de 13" para un mayor confort.


Elementos destacados:



Asiento giratorio y regulable en profundidad



Respaldo abatible



Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Suspensión trasera. Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Manillar ergonómico



Columna de conducción regulable



Suspensión delantera. Con luces de freno, delantera, intermitente y emergencia

Accesorios:



Paravientos



Portabastones



Bolsa trasera con portabastones doble



Cesta trasera



Soporte botella de oxígeno



Soporte para móvil



Colgadores para bolso



Cargador USB



Rueda maciza delantera



Rueda maciza trasera



Mochila

| Descripción de producto | Referencia |
|---|---------------------------|
| I-Galaxy | 0407006 |
| Descripción de accesorios | |
| Paravientos | 04060772 |
| Portabastones | 04060547 |
| Bolsa trasera con portabastones doble | 04060773 |
| Cesta trasera | 04060549 |
| Soporte botella oxígeno | 04060548 |
| Soporte para móvil | 04060745 |
| Colgadores para bolso | 04061133 |
| Cargador USB | 04060771 |
| Rueda maciza delantera | 04061169 |
| Rueda maciza trasera | 04061170 |
| Mochila | 04061909 |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | |
| | 164,5 x 73,5 x 78 cm |
| Peso total de la caja | |
| | 156 kg |
| Especificaciones técnicas | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | |
| | 138 x 68 x 126 cm |
| Peso máximo soportado | |
| | 180 kg |
| Peso con baterías | |
| | 117 kg |
| Peso sin baterías | |
| | 86 kg |
| Velocidad máxima | |
| | 15 km/h |
| Pendiente máxima | |
| | <100 kg hasta 10° |
| Radio de giro | |
| | 160 cm |
| Tipo de motor | |
| | 850W 5000 rpm |
| Ruedas delanteras | |
| | 13". Neumáticas |
| Ruedas traseras | |
| | 13". Neumáticas |
| Baterías | |
| | 12V de 75 Ah x 2 unidades |
| Cargador | |
| | 8A externo |
| Certificados | |
| | Marcado CE, REACH, RoHS |
| Garantía | |
| Bastidor | |
| | 2 años |
| Baterías | |
| | 6 meses |



Medidas en cm

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com

