

Silla Pegaz

Sillas PCI Pediátricas



Wellell



Silla Pegaz

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Pegaz destaca por su ligereza (menos de 10 kilos con reposapiés) y fácil plegado. La preferida para aquellos que tienen que viajar con frecuencia. Se adapta a las necesidades del niño y a su crecimiento. Indicada para usuarios de entre 80-140 cm de altura y un peso máximo de 40 kg.

- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- Ruedas delanteras y traseras **de gel con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- Su fabricación en aluminio y acero la hace muy **ligera y robusta** al mismo tiempo.

Disponible en color gris ●



Elementos destacados:



Capota



Cojín adaptador



Respaldo y asiento ajustables y reclinables



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Estructura plegable



Barra de seguridad



Sistema crece contigo



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación



Reposapiés plegable con cinchas y ajustable en altura



Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Barra de seguridad



Cojín adaptador



Reposapiés con cinchas



Capota

Accesorios



Bolsa bajo asiento



Taco abductor



Controles cabeza



Controles lateral



Mesa terapéutica



Saco



Bolsa manillar



Sombrilla



Protector para lluvia



Mosquitera



Arnés pélvico

Descripción de producto	Referencia
Silla Pegaz	0431001
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	47 x 37 x 134 cm
Peso total de la caja	20 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Bolsa bajo asiento	0432009
Taco abductor	0432004
Controles cabeza	0432005
Controles lateral	0432006
Mesa terapéutica	0432003
Saco	0432008
Bolsa manillar	0432010
Sombrilla	0432046G
Protector para lluvia	0432013
Mosquitera	0432014
Arnés pélvico	0432119

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	90-108 X 56 X 106-130 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	124 x 28 x 39 cm
Peso sin accesorios	10 kg
Altura del niño	80 - 140 cm
Peso máximo soportado	40 kg
Anchura del asiento	30 - 38 cm
Profundidad del asiento	25 - 33 cm
Altura del respaldo	50 - 60 cm
Ajuste del reposapiés	3 posiciones: 20, 30 y 40 cm
Asiento extraíble	No
Basculante	No
Sistema "Crece contigo"	Sí
Asiento marcha/contramarcha	No
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell

