

# Silla Mouse

Sillas PCI Pediátricas



**Wellell**




# Silla Mouse

## Sillas PCI Pediátricas


La Silla Mouse práctica y con grandes funcionalidades está indicada para niños de entre 80-110 cm de altura y un peso máximo de 30 kg.

- **Sistema de basculación** que ayuda a colocar/sentar al niño en la posición correcta asegurando que la presión se distribuya de manera uniforme.
- Ruedas delanteras y traseras **de gel con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento. Además incorpora un **kit de ajuste del asiento** que permite adaptar las medidas del asiento al niño
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Controles** del tronco y cabeza ajustables opcionales para adaptarse a cualquier terreno.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.

Disponible en color gris .



## Elementos destacados:



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas




Capota



Respaldo reclinable



Estructura plegable



Reposapiés plegable con cinchas y ajustable en altura



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación



## Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Reposapiés con cinchas



Capota

## Accesorios



Bolsa bajo asiento



Taco abductor



Barra de seguridad



Controles cabeza



Controles tronco



Mesa terapéutica



Kit de ajuste del asiento



Arnés pélvico



Guantes de invierno



Saco



Bolsa manillar



Sombrilla



Protector para lluvia



Mosquitera

Descripción de producto	Referencia
Silla Mouse	0431002
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja	25 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Bolsa bajo asiento	0432026
Taco abductor	0432018
Barra de seguridad	0432016
Controles cabeza	0432019
Controles tronco	0432037G
Mesa terapéutica	0432017
Kit ajuste asiento	0432021
Arnés pélvico	0432022
Guantes invierno	0432024
Saco	0432042G
Bolsa manillar	0432044G
Sombrilla	0432046G
Protector para lluvia	0432030
Mosquitera	0432031

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	95-124 x 60 x 122-134 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	84 x 58 x 25 cm
Peso sin accesorios	17,2 kg
Altura del niño	80 - 110 cm
Peso máximo soportado	30 kg
Anchura del asiento	24- 32 cm
Profundidad del asiento	22 - 26 cm
Altura del respaldo	52 cm
Ajuste del reposapiés	14,5 - 23 cm
Asiento extraíble	Sí
Basculante	Sí
Sistema "Crece contigo"	No
Asiento marcha/contramarcha	Sí
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años

**Wellell Iberia S.L.**  
 Elcano 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
 T +34 94 4706408  
 info@wellell.com



**Wellell**

