

Silla Grizzly

Sillas PCI Pediátricas



Wellell



Silla Grizzly

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Grizzly, se adapta a las necesidades del niño y a su crecimiento. Indicada para usuarios de entre 85-140 cm de altura y un peso máximo de 45 kg. Su tapizado en estilo lino de color burdeos le aporta una gran elegancia.

- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- Ruedas traseras con **amortiguación** para una máxima comodidad en cualquier terreno.
- **Controles** del tronco y cabeza ajustables opcionales para mantener seguro al niño.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** para facilitar su almacenamiento.
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Bloqueo direccional de ruedas** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de ayuda** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

Disponible en color granate , azul  y gris .



Elementos destacados:



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Capota (varios colores)



Estructura plegable



Reposapiés plegable con cinchas y ajustable en altura



Sistema Crece contigo



Ruedas traseras con amortiguación

Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Reposapiés con cinchas



Capota (varios colores)

Accesorios




Bolsa bajo asiento (varios colores)



Taco abductor (varios colores)



Barra de seguridad



Controles cabeza (varios colores)



Controles tronco (varios colores)



Controles cadera (varios colores)



Controles laterales (varios colores)



Mesa terapéutica



Arnés pélvico



Gantes invierno



Saco (varios colores)



Bolsa manillar (varios colores)



Sombrilla



Protector para lluvia



Mosquitera

Descripción de producto	Referencia
Silla Grizzly (varios colores)	0431005 - 05A - 05G
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja	31 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Bolsa bajo asiento (varios colores)	0432075-75A (0432075A válido para azul y gris)
Taco abductor (varios colores)	0432067-67A (0432067A válido para azul y gris)
Barra seguridad	0432118
Controles cabeza (varios colores)	0432068-68A-68G
Controles tronco (varios colores)	0432069-69A-69G
Controles cadera (varios colores)	0432070-70A-70G
Controles laterales (varios colores)	0432089-89A (0432089A válido para azul y gris)
Mesa terapéutica	0432066
Arnés pélvico	0432071-71A (0432071A válido para azul y gris)
Guantes invierno	0432073-73A (0432073A válido para azul y gris)
Saco (varios colores)	0432074-74A (0432074A válido para azul y gris)
Bolsa manillar (varios colores)	0432076-76A-76G
Sombrilla	0432078
Protector para lluvia	0432079
Mosquitera	0432080

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	97-115 x 65 x 108-123 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	80 x 64 x 35 cm
Peso sin accesorios	20 kg
Altura del niño	85 - 140 cm
Peso máximo soportado	45 kg
Anchura del asiento	18 - 40 cm
Profundidad del asiento	25 - 37 cm
Altura del respaldo	57 - 70 cm
Ajuste del reposapiés	23 - 40,5 cm / 7 posiciones
Asiento extraíble	Sí
Basculante	Sí
Sistema "Crece contigo"	Sí
Asiento marcha/contramarcha	Sí
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años



Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell