

Silla Alfa

Sillas PCI Pediátricas



Wellell



Silla Alfa

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Alfa, indicada para usuarios de entre 100 y 150 cm de altura y un peso máximo de 55 kilos, se adapta totalmente a las necesidades terapéuticas de cada niño. Esta silla PCI garantiza el máximo confort y seguridad con un atractivo y moderno diseño.


- **Sistema Crece Contigo:** permite adaptarse al crecimiento del niño ajustando la **profundidad del asiento** y la **altura del respaldo**.
- Novedoso **sistema de basculación** fácil y robusto (6 posiciones) que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- Ruedas traseras con **amortiguación** para una máxima comodidad en cualquier terreno.
- **Controles** torácicos, cefálicos y pélvicos ajustables para mantener seguro al niño.
- **Respaldo desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento.
- **Bloqueo direccional de ruedas** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** para el salvado de obstáculos.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.
- **Protectores laterales** incluidos.



Elementos destacados:



Capota



Porta vasos



Barra de seguridad



Estructura plegable y desmontable en 2 partes



Asiento basculante



Respaldo reclinable



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Arnés pélvico



Reposapiés plegable con cinchas y ajustable en altura



Incluye protectores laterales, controles torácicos, cefálicos y pélvicos.

Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Reposapiés con cinchas



Capota



Arnés pélvico



Barra de seguridad



Porta vasos



Protectores laterales



Controles torácicos



Controles cefálicos



Controles pélvicos

Accesorios



Taco abductor



Guantes de invierno



Mesa terapéutica



Mochila



Bolsa bajo asiento



Sombrilla



Saco



Protector para la lluvia



Mosquitera

Descripción de producto	Referencia
Silla Alfa	0431006

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 114 cm
Peso total de la caja	33 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Taco abductor	0432152
Guantes de invierno	0432153
Mesa terapéutica	0432154
Mochila	0432155
Bolsa bajo asiento	0432156
Sombrilla	0432157
Saco	0432158
Protector para lluvia	0432063
Mosquitera	0432064

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	105-122 x 66 x 114 - 127 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	106 x 66 x 63,5 cm
Peso sin accesorios	25 kg (20,5 kg sin respaldo)
Material	Estructura: Aluminio y Acero / Tapizado: Polyester
Altura del niño	100 - 150 cm
Peso máximo soportado	55 kg
Anchura del asiento	22 - 28 cm (con controles pélvicos) / 41 cm (sin controles pélvicos)
Profundidad del asiento	32 - 39 cm
Altura del respaldo	58 - 72 cm
Ajuste del reposapiés	Sí (6 posiciones)
Distancia entre reposapiés y asiento	30-39 cm
Basculante	5,7° - 30,1° (6 posiciones)
Sistema "Crece contigo"	Sí
Reclinación de respaldo	81,5° - 152° (8 posiciones)
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años



Medidas en cm

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell