

# I-Explorer 5 Compact / I-Explorer 5 Plus

Movilidad Eléctrica



**Wellell**



# I-Explorer 5 Compact / I-Explorer 5 Plus

## Movilidad Eléctrica

La nueva gama Explorer 5 de Wellell permite ser adaptada a cada usuario mediante sus múltiples configuraciones. Además son ideales para espacios reducidos y viajar con ellas.

- **Personalizable:** Gracias a sus diversos ajustes permite que el usuario adapte la silla a sus necesidades.
- **Plegable:** Su plegado es sencillo e instantáneo.
- **Ligera y Robusta:** Su estructura hidro-conformada, una sofisticada técnica de fabricación de la industria aeronáutica permite que esta gama de sillas sea ligera, resistente y duradera.
- **Cómoda:** Su doble reposapiés extraíble facilita el acceso a la misma. Cuenta con un hueco útil entre sus reposabrazos desde 42 cm a 53 cm dependiendo del modelo de silla.

## I-Explorer 5 Compact

## I-Explorer 5 Plus



Ideal para espacios reducidos gracias a sus 56 cm de anchura.



Soporta hasta 150 kg de peso.



## Elementos destacados:





## Se adapta a ti:



### Reposapiés individual extraíble:

El usuario puede extraerlos muy fácilmente estando sentado en la silla. Permiten el acceso frontal a la silla. Los reposapiés son ajustables en altura (13 cm).



### Ajuste respaldo:

El respaldo permite inclinación en 7° grados y ser ajustado en 5 cm de altura.



### Ajuste reposabrazos:

Para poder ajustarlos a cada usuario los reposabrazos pueden ser regulados en altura (hasta 5,5 cm), en anchura (hasta 6 cm) y en profundidad (hasta 6 cm).

## Accesorios:



Maleta de viaje



Reposacabezas



Soporte joystick lado izquierdo



Soporte mando acompañante



Batería adicional



Luz delantera y trasera



Portabastones



Reposapiés elevable



Mochila



Maletín

Descripción de producto	Referencia
I-Explorer 5 Compact	0401119
I-Explorer 5 Plus	0401118
Descripción de accesorios	
Maleta de viaje	04060885
Reposacabezas	04061737
Soporte joystick lado izquierdo	04061231
Soporte para mando acompañante	04061272
Batería adicional de 12Ah/24V	04061245
Luz delantera	04060727
Luz trasera	04060728
Portabastones	04061809
Reposapiés elevable	04061828
Mochila	04061909
Maletín	04062059

	I-Explorer 5 Compact	I-Explorer 5 Plus
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	98 x 71,5 x 46 cm	98 x 71,5 x 46 cm
Peso total de la caja	40,9 kg	41,3 kg



#### Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com



# Wellell

Especificaciones técnicas	I-Explorer 5 Compact	I-Explorer 5 Plus
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	103 x 56 x 95 cm	103 x 62 x 95 cm
Dimensiones desplegada sin reposapiés (largo x ancho x alto)	82 x 56 x 95 cm	82 x 62 x 95 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	58 x 56 x 80 cm	58 x 62 x 80 cm
Medidas del asiento (ancho x largo x alto)	43 x 43 x 5-6,5 cm	46 x 42 x 5-6,5 cm
Altura del suelo al asiento	57,5 cm	57,5 cm
Grados inclinación del respaldo	103° y 110°	
Peso máximo soportado	150 kg	150 kg
Peso con baterías	32,9 kg	33,3 kg
Peso sin baterías	30,4 kg	30,8 kg
Velocidad máxima	6 km/h	
Pendiente máxima	6-10° (según condiciones)	6-10° (según condiciones)
Radio de giro	98 cm	98 cm
Tipo de motor	24 V 250 W x 2 uds. (sin escobillas)	24 V 250 W x 2 uds. (sin escobillas)
Ruedas delanteras	8". Macizas	8". Macizas
Ruedas traseras	12". Macizas	12". Macizas
Batería	12Ah/24V	12Ah/24V
Certificados	Marcado CE. REACH y RoHS	

#### Garantía

Bastidor	2 años
Baterías	6 meses