

# I-Explorer XL<sup>3</sup>

Movilidad Eléctrica



**Wellell**

①



②



③



# I-Explorer XL<sup>3</sup>

## Movilidad Eléctrica

La I-Explorer XL<sup>3</sup> es la silla eléctrica ultraligera de Wellell. Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias sus dimensiones compactas. Cuenta con baterías de 40 Ah y un joystick digital con posibilidad de elegir el modo de conducción: ECO el modo que optimiza la conducción, NOR modo de conducción normal y SPT modo de conducción deportivo.

- **Plegable:** Su plegado es instantáneo.
- **Fácil de transportar:** Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera y Robusta:** Gracias a su batería de litio extraíble, su peso es de 29 kg sin batería. Wellell ofrece 3 años de garantía en su chasis de aluminio.
- **Cómoda:** Aporta una comodidad extra al usuario debido a sus apoyabrazos y a su cojín anatómico y visco elástico. Además cuenta con portabastones de serie.

## Elementos destacados:



## Accesorios:



Reposapiés elevable



Linterna



Soporte teléfono



Soporte tablet



Bolsa transporte baterías

Mochila



Sujeta vasos



Soporte mando acompañante



Luz delantera y trasera



Reposacabezas en 3 tallas



Cargador externo



Portabastones giratorio

Set ruedas delanteras macizas

| Descripción de producto                             | Referencia |
|---|------------|
| I-Explorer XL <sup>3</sup>                          | 0401083    |
| Descripción de accesorios                           |            |
| Reposapiés elevable para I-Explorer XL <sup>3</sup> | 04060627   |
| Linterna  | 04060473   |
| Soporte teléfono                                    | 04060475   |
| Soporte tablet                                      | 04060474   |
| Bolsa transporte baterías                           | 04060834   |
| Mochila   | 04061909   |
| Sujeta vasos  | 04060477   |
| Soporte para mando de acompañante                   | 04060584   |
| Luces delanteras                                    | 04060727   |
| Luces traseras                                      | 04060728   |
| Reposacabezas talla S                               | 04060809   |
| Reposacabezas talla M                               | 04060808   |
| Reposacabezas talla L                               | 04060810   |
| Cargador externo                                    | 04060800   |
| Portabastones giratorio                             | 04061151   |
| Set ruedas delanteras macizas                       | 04060640   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 78 x 51 x 96 cm |
| Peso total de la caja                         | 37,4 kg         |

| Garantía |         |
|----------|---------|
| Bastidor | 2 años  |
| Baterías | 6 meses |

| Especificaciones técnicas                     | I-Explorer XL <sup>3</sup>   |
|---|--|
| Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto) | 105 x 69,5 x 95 cm   |
| Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)    | 44 x 69,5 x 84 cm  |
| Medidas del asiento (ancho x largo)           | 45 x 42 cm   |
| Altura del suelo al asiento                   | 51 cm  |
| Peso máximo soportado                         | 180 kg   |
| Peso con baterías                             | 37,2 kg  |
| Peso sin baterías                             | 29 kg  |
| Velocidad máxima                              | 6 km/h   |
| Pendiente máxima                              | 12°  |
| Radio de giro                                 | 100 cm   |
| Tipo de motor                                 | Motor C.C. 250 W x 2 uds. (sin escobillas)                         |
| Ruedas delanteras                             | 8". Neumáticas   |
| Ruedas traseras                               | 12". Macizas   |
| Baterías                                      | 40 Ah/24V  |
| Certificados                                  | Fabricados según estándares ISO7176, FDA, Marcado CE, REACH y RoHS |



**Wellell Iberia S.L.**  
 Elcano 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
 T +34 94 4706408  
 info@wellell.com



**Wellell**