

I-Discover 2

Movilidad Eléctrica



Wellell



2



Plegado con una sola mano

3



I-Discover 2

Movilidad Eléctrica

La I-Discover 2 es la silla de ruedas eléctrica ultraligera de Wellell. Su sistema de plegado permite cerrarla con una sola mano para transportarla con mayor facilidad. Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias a sus dimensiones compactas.

- **Personalizable:** Gracias a sus funcionalidades es capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario. El respaldo con sistema hidráulico de inclinación, permite una reclinación de 35° para los cambios posturales y de alivio de presión. Su reposapiés doble con ruedines permite ajustar la altura de cada pierna de forma individual para mayor confort. Cuenta con reposabrazos abatibles que pueden ser ajustados en altura y profundidad. Incluye reposacabezas de serie. Además dispone de una batería adicional de 8 Ah (accesorio), para mayor autonomía.
- **Joystick digital con voz:** Permite elegir entre tres modos diferentes de conducción: ECO el modo que optimiza la conducción, NOR modo de conducción normal y SPT modo de conducción deportivo. Cuenta con sistema de aviso mediante voz.
- **Cómoda:** Aporta una comodidad extra al usuario gracias a su suspensión Frog Legs, que evita las vibraciones del pavimento. El hueco útil entre los apoyabrazos es de 47,5 cm.
- Cuenta con una **cesta bajo asiento** para guardar cualquier objeto.
- **Ligera y Robusta:** Wellell ofrece 3 años de garantía en su estructura de aluminio. Gracias a su batería de litio extraíble, su peso es de 33 Kg sin batería.

Elementos destacados:



Accesorios:



| Descripción de producto | Referencia |
|---|-------------------|
| I- Discover 2 | 0401108N |
| Descripción de accesorios | |
| Soporte para mando de acompañante | 04061332 |
| Maleta de viaje | 04060885 |
| Portabastones giratorio | 04061151 |
| Reposapiés elevable | 04061947 |
| Reposapiés abatible | 04061473 |
| Luz delantera | 04060727 |
| Luz trasera | 04060728 |
| Mochila | 04061909 |
| Soporte joystick lado izquierdo | 04061339 |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 68 x 47,5 x 99 cm |
| Peso total de la caja | 47 kg |

| Especificaciones técnicas | I- Discover 2 |
|--|--|
| Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto) | 102,6 x 62 x 103 cm |
| Dimensiones desplegada sin reposapiés (largo x ancho x alto) | 81,5 x 62 x 103 cm |
| Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) | 44 x 62 x 83 cm |
| Medidas del asiento (ancho x largo) | 45 x 43 x 6 cm |
| Altura del suelo al asiento | 51 cm |
| Peso máximo soportado | 150 kg |
| Peso con baterías | 35 kg |
| Peso sin baterías | 32,5 kg |
| Velocidad máxima (según modo de conducción) | 5 - 7 km/h |
| Pendiente máxima | 12° |
| Radio de giro | 83,5 cm |
| Tipo de motor | 24 V 250W x 2 unidades (sin escobillas) |
| Ruedas delanteras | 8" Macizas |
| Ruedas traseras | 12" Macizas |
| Baterías | 12Ah/24 V |
| Certificados | Fabricados según estándares ISO7176, FDA, Mercado CE, REACH y RoHS |

| Garantía | |
|----------|---------|
| Bastidor | 2 años |
| Baterías | 6 meses |



Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell