



WHILL Model C2



Muévete más. Vive más.

Compacta, potente y versátil, la WHILL Model C2 te acompaña en todas tus aventuras, dentro y fuera de casa.





Intuitiva y fácil de usar

Práctica, incluso en espacios reducidos



Reposabrazos elevable

Levanta el reposabrazos para transferirte cómodamente al asiento desde un lado. Apóyate en el reposapiés para mayor estabilidad.



Radio de giro de 76 cm

La WHILL es fácil de maniobrar en espacios reducidos, haciéndola ideal para su uso en interiores, ascensores pequeños.



Controlador moderno e intuitivo

Enciende el vehículo y controla la velocidad con una mano. La WHILL frena automáticamente cuando sueltas el controlador, incluso en pendiente. El controlador puede colocarse en el lado izquierdo o derecho del vehículo.





Potente y versátil, la WHILL Model C2 te lleva donde otras sillas no llegan.

Gracias a sus dos potentes motores y a sus innovadoras ruedas, la WHILL Model C2 resulta ideal en terrenos que una silla de ruedas estándar no podría recorrer. Los baches y bordillos, el terreno irregular, la hierba o la grava ya no serán una preocupación.



Supera sin esfuerzo obstáculos de hasta 5 cm de altura.



La suspensión de las ruedas traseras absorbe los impactos al circular por carreteras con baches u obstáculos.



La WHILL Model C2 está diseñada para evitar la deriva. Mantiene la conducción recta incluso en terrenos con inclinación lateral.



Compacta y fácil de transportar, ¡llévala a todas partes!

Ligera y fácilmente desmontable, la WHILL Model C2 cabe en el maletero de cualquier coche. También puede acompañarte en la bodega de equipajes del avión cuando vuelas.



Cómo desmontar la WHILL

Descubre cómo desmontar la silla en 4 pasos entrando en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=EGtLWZisorl> o escanando el código QR:





5 h
de carga

Autonomía
de 20 km

Peso
de 2,7 kg

Batería extraíble Litio-ION

Garantiza potencia y autonomía durante todo el día.

Desarrollada en colaboración con LG, la batería se carga en 5 horas y proporciona a la WHILL Model C2 una autonomía de 20 km, con lo que tendrás energía suficiente para todo el día. Las baterías y los cargadores están a la venta individualmente como opción.

La batería puede extraerse y cargarse en una toma de corriente ordinaria.



Controla tu WHILL con la aplicación*.



- > Conduce la WHILL a distancia.
- > Ajusta la velocidad máxima, así como la sensibilidad de los mandos y la aceleración.
- > Supervisa la batería en tiempo real.
- > Lleva un registro de tu actividad: distancia recorrida, tiempo de conducción.
- > Bloquea la WHILL cuando no la uses.

*WHILL Model C2/Serie F



Elija el color que más te guste

Las cubiertas laterales están disponibles en 10 colores cuidadosamente seleccionados. Personaliza tu WHILL cambia fácilmente de color para adaptarte a tu estado de ánimo o al del día.



Blanco



Azul



Negro



Verde claro



Rojo



Rosa



Azul claro



Oro



Gris



Violeta

Comodidad personalizable

La WHILL Model C2 se adapta a tus necesidades

Soporte de respaldo tubular adaptable
(WHILL Model C2 Backrest Mounting System - ver página 19)



El soporte de respaldo tubular adaptable y otros accesorios permiten adaptar soluciones de posicionamiento personalizadas. (Sólo suministramos el soporte tubular como opción. Para elegir el tipo de respaldo a adaptar, consulta a tu punto de venta habitual y/o a tu terapeuta ocupacional).



Soporte para bastones

Anchos de asiento disponibles	40, 45, 50 cm
Altura del aparato.....	760 mm – 840 mm
Peso del aparato según el tamaño del asiento	40: 51,3 kg
*sin la estructura tubular	45: 52 kg
	50: 52,2 kg
Peso máximo del usuario.....	40: 115 kg
dependiendo del tamaño del asiento	45: 136 kg
	50: 136 kg



Tipo Mouse



Tipo Joystick



Tipo U

Reposabrazos comfort
(dispositivo no médico)



Reposapiés



« « ¡Mi WHILL es mi mejor amiga, me aporta la libertad de movimiento que tenía antes! » » Olivier



« « Yo quería una silla de ruedas que no pareciera una silla de ruedas, y que tirara. Desde que la tengo hago un montón de cosas con ella. ¡es la bomba! Ahora tengo una vida mucho más activa. La gente me para por la calle para preguntarme por la WHILL. » » Nicolas

« « Probé varias sillas de ruedas eléctricas, necesitaba recuperar mi libertad de movimiento. Cuando probé la WHILL no lo dudé! Destacaría su estabilidad en pendientes, la fluidez y sensibilidad de su conducción, y la facilidad con la que supera baches y terrenos complicados. A mí la WHILL me aporta "libertad" sí! » » Bertrand



« « Cuando estaba afrontando mi nueva vida y mi capacidad reducida de moverme, descubrir WHILL fue para mí un "renacimiento", me ayudó a reconstruirme. Es atractiva, fácil de maniobrar en espacios reducidos, en exterior es un todo terreno: las ruedas resultan extraordinarias para superar bordillos en cualquier ángulo. Se ha convertido en mi vehículo personal y me ha permitido volver a mis hábitos de antes y disfrutar plenamente de la vida, con mis seres queridos. La WHILL además tiene un diseño compacto. ¡Evoca dinamismo y el movimiento es vida! » » Valérie




« « Al principio, pensaba que no usaría la APP, pero se ha convertido en algo realmente útil. La uso para pasar de la cama a la silla, para ducharme, para apartar y guardar la WHILL, para las visitas al médico... » » Pascal

« « Como soy pequeña, necesitaba una solución ligera y manejable que también pudiera desmontarse para meterla fácilmente en el coche. La WHILL me ha dado más autonomía e independencia, y eso es muy importante para mí. » » Stéphanie

Especificaciones técnicas

La WHILL Model C2 puede configurarse fácilmente, desde la altura del ensamblaje del asiento hasta el ángulo del respaldo, pasando por la posición del controlador (mando a la derecha o a la izquierda), para proporcionar una posición y experiencia de conducción cómoda y personalizada.



El controlador puede colocarse en el lado izquierdo o derecho.

- 1. Altura del controlador 670, 690, 710, 730 mm
- 2. Ángulo del respaldo..... 90, 95, 100°
- 3. Altura del respaldo.....340 - 460 mm
- 4. Altura del ensamblaje del asiento..405, 425, 445, 465, 485 mm
- 5. Ángulo del ensamblaje del asiento 5°
- 6. Profundidad del ensamblaje del asiento 400 - 450 mm
- 7. Ancho del ensamblaje del asiento ..400 - 500 mm
- 8. Ángulo del soporte para los pie.....2°
- 9. Altura del soporte para los pies127 mm

Aviso: Si utilizas tu propio cojín o respaldo, por razones de seguridad, asegúrate de utilizar modelos ignífugos. Ten en cuenta que este catálogo no es un manual de usuario completo. Antes de utilizar el producto por primera vez, es imprescindible consultar el manual del usuario.




Autonomía de conducción20 km	Resistencia a la intemperie IPX4
Pendiente máximo10°	Velocidad máxima.....8 km/h
Radio de giro760 mm	Altura superable de obstáculos 5 cm
Ancho del vehículo554 - 654 mm	Anchos de asiento disponibles 985 mm
Peso del vehículo totalmente montado51,9 - 52,8 kg	Suspensión..... 4 ruedas independientes
Aprobado para viajes en avión.....Sí	Aplicación activada..... Sí, con mando a distancia
Tiempo de carga5 horas	Cubiertas del brazo intercambiables 10 colores
Capacidad de peso40 cm: 115 kg, 45 cm/50 cm: 136 kg	Batería lón-litio (25,3V 10,6Ah)

La autonomía de 18 km varía en función del peso del usuario, la superficie de conducción, el terreno, la temperatura ambiente, la velocidad, el % de batería y su estado.
La WHILL Model C2 está clasificada como silla de ruedas de clase A.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo probar la WHILL Model C2 en casa?

1. Escanea este código QR  y rellena el formulario. También puedes visitar el enlace: <https://whill.inc/es/schedule-a-test-drive/>
2. Ponte en contacto con tu punto de venta habitual o directamente con WHILL para obtener información sobre los puntos de venta autorizados más cercanos.
3. Encuentra un punto de venta WHILL: Haz clic en la opción «Programar una prueba». Introduce tu código postal o localidad para que te pongamos en contacto con el equipo de WHILL, que podrá indicarle el punto de venta más

cercano. El punto de venta y representante de WHILL podrán organizar una prueba en casa y responder a cualquier duda que puedas tener.

4. El punto de venta llevará la WHILL que hayas elegido y podrás probarla en casa. Asegúrate de probar la WHILL en diferentes entornos, en todos los terrenos donde vas a usarla, para asegurarte que se adapta a tus necesidades.
5. Si la WHILL satisface tus necesidades, puedes decidir comprarla directamente en el punto de venta.

¿Cómo puedo comprar una WHILL Model C2?

1. Ponte en contacto con tu punto de venta habitual o con WHILL para obtener información sobre los puntos de venta autorizados más cercanos.
2. Concierta una cita con un punto de venta autorizado de WHILL para una consulta y una evaluación de tus necesidades de soluciones de movilidad. La evaluación puede incluir preguntas sobre tu estado físico, estilo de vida y actividades diarias para determinar qué modelo se adaptaría mejor a tus necesidades.
3. Prueba los distintos modelos de WHILL para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades y a tu presupuesto. Asegúrate de probar todas las funciones, incluidas la maniobrabilidad, la velocidad, la duración de la batería y la capacidad de ascenso.
4. Infórmate en tu punto de venta autorizado WHILL. El punto de venta te dará toda la información que necesites sobre el precio, las opciones de financiación, los plazos de entrega y las garantías.
5. En el momento de la entrega, tu punto de venta te explicará cómo funciona tu WHILL, te mostrará cómo utilizarla correctamente y responderá a cualquier pregunta que puedas tener sobre su uso y mantenimiento.
6. Disfruta tu nueva solución de movilidad WHILL. Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento para prolongar su vida útil y garantizar tu seguridad.

¿Qué debo hacer si se estropea mi WHILL?

Tu punto de venta puede contactar directamente con nuestro servicio posventa por varios medios: número de teléfono específico, correo electrónico, formulario de contacto a través de la página web o las redes sociales. El

Servicio de Atención al Cliente podrá entonces ayudar a tu punto de venta a resolver tu problema proporcionándole consejos e instrucciones. La garantía es de 2 años para la silla de ruedas y de 6 meses para la batería.

¿Puedo utilizar mi WHILL en el transporte?

La normativa que regula el uso de una solución de movilidad en el transporte público puede variar en función del país, la región o la ciudad. Por lo tanto, es imprescindible remitirse a las leyes y normas específicas vigentes.

Avión. Averigua con antelación en la compañía aérea cómo transportan las sillas de ruedas eléctricas.

Tren. Puede haber un hueco entre el tren y el andén, así que pide al personal de la estación que te ayude a subir y bajar, y comprueba con antelación si la estación dispone de instalaciones para personas con movilidad reducida, como ascensores.

¿Cuáles son las ventajas del respaldo adaptable?

La WHILL Model C2 ahora ofrece como opción un nuevo soporte de respaldo tubular adaptable, ideal para usuarios con necesidades específicas de posicionamiento. Ofrece una serie de ventajas:

Personalización. Puedes personalizar tu respaldo de posicionamiento para adaptarlo a tus necesidades. Puedes elegir la forma, el tamaño y la densidad de tu respaldo de posicionamiento.

Adaptabilidad. La estructura tubular del respaldo de la WHILL MODEL C2 está diseñada para adaptarse a todas las marcas de respaldos de posicionamiento. Puedes sustituir o cambiar fácilmente tu respaldo de posicionamiento a medida que progresa tu enfermedad o discapacidad.

Comodidad. La nueva estructura tubular del respaldo permite adaptar soluciones que ofrecen un mayor apoyo para la espalda, lo que puede mejorar tu comodidad y reducir la fatiga.

Ergonomía. El soporte de respaldo tubular adaptable de la WHILL Model C2 ofrece una mayor flexibilidad y adaptabilidad para usuarios con necesidades específicas de posicionamiento. Esto puede mejorar tu comodidad, reducir la fatiga y ayuda a prevenir dolores y la tensión muscular, al tiempo que ofrece una mayor durabilidad para tu solución de movilidad.

*WHILL no debe utilizarse como asiento mientras se transporta.



Programa una prueba gratuita en
tu domicilio



¿Tiene alguna pregunta?
¡Contáctenos!

WHILL EU

Johan Cruijff Boulevard 65, 1101 DL,
Amsterdam, Netherlands

E-mail: eu.info@whill.inc

Página web: www.whill.inc/es/

Encuéntrenos en:





WHILL Europe

Johan Cruijff Boulevard 65,
1101 DL, Amsterdam, Netherlands

Email: eu.info@whill.inc

Distribuido en España por:

Wellell

Elcano 9, 6a planta 48008 Bilbao.
Vizcaya. España.

Teléfono: (+34) 944 706 408
Email: info@wellell.com

 YouTube





*Este dispositivo está diseñado para proporcionar movilidad a personas acostumbradas a utilizar una silla de ruedas eléctrica.