

I-Elite

Movilidad Eléctrica





Plegado automático:

1.



2.



3.



I-Elite

Movilidad Eléctrica

La I-Elite es la Scooter que se pliega y despliega automáticamente presionando el pedal rojo. Destaca por incluir reposabrazos, luces led delanteras y traseras, asiento giratorio y ruedas neumáticas grandes.

Gracias a sus reducidas dimensiones 96,5 x 53 x 87 - 102 cm, podrás llevarla a donde quieras.

- **Cómoda:** Los reposabrazos son regulables en altura y anchura y pueden abatirse facilitando el acceso al usuario. Cuenta con ruedas neumáticas que aportan un mayor confort de marcha y permiten subir con mayor facilidad los bordillos.
- **Compacta:** Solo mide 96,5 cm desplegada y 56,5 cm plegada. Gira en tan solo 90 cm.
- **Segura:** Cuenta con sistema de encendido "Contactless" que permite encender la Scooter con tan solo acercar la llave y sistema ESP (Control Electrónico de Estabilidad). Además tiene una llave de seguridad para la batería. Con ruedas antivuelco (laterales y traseras) que garantizan la seguridad del usuario. Incorpora luz frontal y trasera LED que permite ver y ser visto.
- **Fácil de transportar:** Con asiento extraíble para facilitar su transporte. Además gracias a su giro de 360°, el usuario puede sentarse fácilmente en la scooter. Sus 4 ruedas permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera:** Gracias a su batería de litio, su peso total es de 36 kg.

Elementos destacados:



Asiento giratorio de 360°. Apoyabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Sistema ESP y ruedas antivuelco. Cesta portaobjetos incluida.



Desmontable en 2 piezas



Accionar el pedal para iniciar el plegado/ desplegado automático



Llave contactless



Manillar ergonómico y regulable en altura



Batería de litio extraíble para facilitar su carga



Suspensión delantera. Luces LED delanteras y traseras



Accesorios:



Bolsa transporte



Bolsa trasera



Cesta delantera



Portabastones Smart



Portabastones giratorio



Cargador USB



Sujeta vasos



Cable conector para plegado y desplegado



Mochila



Medidas en cm

Apex - Wellell Group
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Descripción de producto	Referencia
I-Elite	0401037E
Descripción de accesorios	
Bolsa de transporte	04060639
Bolsa trasera	04060356
Cesta delantera	04061138
Portabastones Smart	04061135
Portabastones giratorio	04061151
Cargador USB	04060771
Sujeta vasos	04061456
Cable conector para plegado y desplegado	04061204
Mochila	04061564
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	55 x 48,5 x 90 cm
Peso total de la caja	36 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	96,5 x 53 x 87 - 102 cm
Dimensiones con apoyabrazos	96,5 x 56,5 x 87 - 102 cm
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	36 kg
Peso sin baterías	33 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 5° >100 kg hasta 3°
Radio de giro	90 cm
Tipo de motor	270 W, Motor 4 polos
Ruedas delanteras	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras	23 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías	De litio 25.2V 10,05 Ah x 1 unidad
Cargador	2 A, externo, 110/240 Volt.
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS
Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año