

I-Transformer

Movilidad Eléctrica





I-Transformer

Movilidad Eléctrica

La I-Transformer es la Scooter Wellett plegable, ideal para espacios reducidos. Se pliega eléctricamente con su mando a distancia.

- **Plegable:** Plegado instantáneo y eléctrico gracias a su mando a distancia.
- **Fácil de transportar:** Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera:** Gracias a su batería de litio su peso total es de 25 kg.
- **Cómoda:** Gracias a su amortiguación trasera y sus apoyabrazos abatibles.

1. Pulsar el mando a distancia para plegar y desplegar.



2. Plegado eléctrico automático.



3. Manillar se repliega para almacenar.



4. Transportable como un trolley apoyándose en las ruedas delanteras.



Accesorios:



Base externa



Bolsa transporte



Maleta de viaje



Cesta plegable



Luz delantera y trasera



Cargador USB



Mochila



Bolsa lateral

Descripción de producto	Referencia
I-Transformer	0407002
Descripción de accesorios	
Base externa para carga de batería	04060570
Bolsa de transporte	04060282
Maleta de viaje	04061276
Cesta plegable	04060680
Luz delantera	04060727
Luz trasera	04060728
Cargador USB	04060771
Mochila	04061564
Bolsa lateral	04061561

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	48 x 46 x 68 cm
Peso total de la caja	28 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	96 x 51,5 x 88 cm
Peso máximo recomendado	110 kg
Peso con baterías	25 kg
Peso sin baterías	24 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	3°
Radio de giro	140 cm
Tipo de motor	24V- 120W
Ruedas delanteras	15,24 x 3,8 cm. Macizas
Ruedas traseras	17,8 x 6 cm. Macizas
Baterías	De litio 24V 10Ah x 1 unidad
Cargador	29.4V / 2A
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año



Medidas en cm

Apex - Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



APEX
Wellell Group

Wellell