


# Grúa Hércules

Movilidad Eléctrica



La grúa Hércules es un mecanismo eléctrico que permite levantar/bajar sin esfuerzo todo tipo de sillas de ruedas y scooters (hasta 45 kg). Ideal para meterlas fácilmente en la parte trasera del coche con tan solo presionar un botón. Además es plegable, para poder guardarla y transportarla de forma muy cómoda.

Esta grúa puede ser utilizada bien con la batería de la scooter o con su batería externa (no incluida).



Plegable y portátil, ideal para espacios reducidos.



Pedal de freno para evitar que la grúa se mueva.



Batería externa no incluida.

**Apex - Wellell Group**  
 Elcano 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
 T +34 94 4706408  
 info@wellell.com



Descripción de producto	Referencia
Grúa Hércules	04060742
Descripción de accesorios	
Batería externa	04060748
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	79 x 37,5 x 51 cm
Peso total de la caja	16,5 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones plegado (largo x ancho x alto)	23 x 40 x 70 cm
Dimensiones desplegado (largo x ancho x alto)	85 x 70 x 178 cm
Peso máximo soportado	45 kg
Peso	13,5 kg
Altura de elevación	150 cm
Tipo de motor	24 V

Garantía	
Bastidor	2 años
Componentes electrónicos	6 meses