



Elevador Zeus

Movilidad Eléctrica



El elevador Zeus es un sistema eléctrico que permite elevar/bajar sin esfuerzo todo tipo de sillas de ruedas o scooters plegables (hasta 50 kg). Es ideal para meterlas fácilmente en la parte trasera del vehículo con tan solo presionar un botón. Su mando ergonómico permite elevarlo y bajarlo a la altura deseada.

Incluye batería de litio de serie.



Cuenta con un freno en cada rueda para mayor seguridad y así evitar que el elevador se mueva mientras se utiliza.



Sus ruedas laterales garantizan una total estabilidad durante su funcionamiento.



Plegable y ligero para poder guardarlo y transportarlo de forma cómoda.

Descripción de producto	Referencia
Elevador Zeus	04061152

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	55 x 81 x 25 cm
Peso total de la caja	13 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones plegado (largo x ancho x alto)	48 x 75 x 23 cm
Dimensiones desplegado (largo x ancho x alto)	80 x 75 x 91 cm
Peso máximo soportado	50 kg
Peso sin batería	9,8 kg
Peso de la batería	1 kg
Altura de elevación máxima	23-91 cm
Tipo de motor	75W 29V
Batería	Litio 5Ah. Recargable externamente

Garantía	
Bastidor	2 años
Componentes eléctricos	6 meses

Apex - Wellell Group
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com

