

I-Vita

Movilidad Eléctrica





I-Vita

Movilidad Eléctrica

La I-Vita aporta un diseño único en el mercado que no dejará indiferente a nadie. Dispone de un motor y baterías de mayores prestaciones, lo que le permite llegar a donde otros no llegan.

- **Diseño único:** Premiado con el premio “Taiwan Excellence Award” por su diseño.
- **Mayores prestaciones:** Con motor de 700W y dos baterías de 80 Ah.
- **Cómoda:** Asiento y columna de conducción regulables. Manillar ergonómico. Suspensión de doble eje incorporado.
- **Fiable:** Gracias a la calidad de su motor y su electrónica. Con un carenado que los protege de la corrosión y el agua.
- **Completa:** Incluye de serie: retrovisores, cinturón de seguridad, portavasos, luces LED de bajo consumo y pantalla de cristal líquido con ordenador a bordo.

Elementos destacados:



Accesorios:



Baúl transporte trasero



Cesta delantera



Portabastones lado izquierdo



Cargador USB



Soporte para móvil



Mochila

Descripción de Producto	Referencia
I-Vita	0401032B
Descripción de accesorios	
Baúl trasero de transporte	04060007
Cesta delantera	04060011
Portabastones lado izquierdo	04060009
Cargador USB	04060771
Soporte móvil	04060745
Mochila	04061564




Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	153 x 72 x 82,5 cm
Peso total de la caja	137,2 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	142 x 70 x 136 cm
Peso máximo soportado	160 kg
Peso con baterías	135 kg
Peso sin baterías	95 kg
Velocidad máxima	15 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 12° 100-160 kg hasta 8°
Radio de giro	190 cm
Tipo de motor	700W 5100 rpm. Motor 4 polos
Cuadro de mandos	Dynamic Rhino 110 Amp
Ruedas delanteras	33 x 10 cm Neumáticas
Ruedas traseras	33 x 12 cm Neumáticas
Baterías	12V de 80 Ah x 2 unidades
Cargador	8 Amp externo, 120/240 Volt. 50/60 Hz
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

Apex - Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Medidas en cm

APEX
Wellell Group

Wellell