

Barandilla Corta Milano

Mobiliario



Barandilla Corta Milano

La Barandilla Corta Milano Wellell de un metro de largo, cumple con la legislación vigente en lo que a seguridad del paciente se refiere (Certificado IEC 60601-2-52). Previene de posibles caídas, aportando un extra de seguridad en el momento del descanso. Para lograr un perfecto encaje, Se vende por pares (derecha e izquierda) y se adapta a todo tipo de camas. Para una mayor resistencia está fabricada en tubo de acero.

La Barandilla Corta Milano cuenta con mordaza universal reforzada con goma para evitar rasguños y ofrecen la posibilidad de incorporar un adaptador para camas con listón estrecho.

Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano


Fácil plegado gracias a un tirador que libera la barandilla para su plegado. La mordaza es ajustable en camas con listón de un mínimo de 2,7 cm de altura y un máximo de 8,1 cm.



Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano	0403028	146 x 16,5 x 21,5 cm	13 Kg

Especificaciones técnicas	Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano
Dimensiones abiertas (largo x alto)	100 x 57 cm
Dimensiones cerradas (largo x alto)	139 x 11,5-20 cm
Peso del producto	11 kg
Material	Acero de 2,54 cm diametro
Certificados	IEC 60601-2-52
Garantía	2 años



Adaptador de mordaza de serie

Apex - Wellell Group
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



APEX
Wellell Group

Wellell