

Mesa de Cama Milano

Mobiliario



La Mesa de Cama Milano Wellell está especialmente adaptada a todo tipo de camas. Facilita las actividades diarias del usuario dotándole de una mayor calidad de vida. Fabricada en estructura de acero y regulable en altura e inclinación hasta 90°.

Por su diseño, la Mesa de Cama Milano Base U es ideal para sillas de ruedas y camas. Se pliega hasta quedar totalmente plana para facilitar su almacenaje.



Mesa de Cama Milano Base U

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Mesa de Cama Milano Base U	0403010	94 x 12,7 x 62,5 cm	15 kg

Especificaciones técnicas	Mesa de Cama Milano Base U
Dimensiones (largo x ancho x alto)	60 x 53 x 64 - 100 cm
Peso del producto	7 kg
Material	Acero. Tablero contrachapado de melamina
Dimensiones del tablero	60 x 40 x 1,8 cm
Altura regulable	64 - 100 cm
Basculación	90° en 7 posiciones
Ruedas	4 ruedas de 5 cm de diámetro. Dos de ellas con freno
Garantía	2 años

Apex - Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell