

WiZARD 510

Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño



WIZARD 510

La máscara Wizard 510 (máscara nasal) ofrece un ajuste perfecto y un óptimo confort para el usuario. Su almohadilla casi sin contacto la hace ideal para dormir cómodamente y para las personas que utilizan gafas.

Cuenta con un tubo flexible que facilita el movimiento durante la noche, además desconectarlo es muy fácil.

Incluye un cómodo arnés con diseño en 3D que proporciona una sujeción óptima. La máscara cuenta con la tecnología "Tranquil Fresh Tech" para la eliminación del ruido cuidando así el ambiente del paciente.



Válvula de desconexión rápida

La desconexión de los tubos y máscara puede realizarse en un solo movimiento de forma rápida y sencilla.



Arnés comfortable

El arnés está fabricado de un material suave, sin plásticos, lo que evita rojeces en la piel y proporciona un confort óptimo incluso durmiendo de lado.



Tranquil Fresh Tech

Tecnología patentada que reduce el flujo de exhalación eliminando el ruido y creando un ambiente tranquilo para dormir.



Clips fáciles de quitar

Diseño de hebilla para facilitar soltar el arnés de la almohadilla.

Especificaciones técnicas	WIZARD 510
Peso del producto	93 gr
Presión de terapia	4-30 cm H ₂ O
Material almohadilla	Silicona
Tubo	Polipropileno
Clip	Plástico
Certificados	ISO 17510:2015
Garantía	6 meses una vez abierto

Descripción de producto	Referencia
Máscara WIZARD 510 Talla S/M	0204082
Máscara WIZARD 510 Talla L	0204083

Apex – Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com

