

# Mini Plus y Mobimesh

Nebulización



# Mini Plus

Nebulizador de pistón para uso domiciliario, ideal para el tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas y asma.

Sus reducidas dimensiones facilitan su transporte y almacenaje. Tratamiento rápido (nebuliza 3cm<sup>3</sup> en menos de 10 min.) y eficaz (nebulización en partículas de 0,5 a 5 micrones) gracias a su sistema de pistón.

Incluye set de máscaras y boquilla.



Su atractivo diseño, ayuda a integrarlo en la vida doméstica del usuario, facilitando la terapia en el día a día.



Posibilidad de fijar el tubo en el nebulizador.



Filtro externo y botón de encendido y apagado para una mayor seguridad.



Incluye dos máscaras (niño y adulto) y boquilla.



Asa para su transporte.



Tratamiento eficaz al nebulizar la medicación en partículas de 0,5 a 5 micrones. Suministra 3cm<sup>3</sup> en menos de 10 min.

# Mobi Mesh

Nebulizador portátil de membranas de acero inoxidable para el tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas y asma. Cuenta con una batería interna para un uso independiente.

Sus reducidas dimensiones facilitan su transporte y almacenaje. Tratamiento rápido (nebuliza 8 ml) y eficaz (nebulización en partículas de hasta 5 micrones) gracias a su sistema de membranas.

Incluye set de máscaras y bolsa de transporte.



Función TURBO para una nebulización más rápida.  
Apagado automático pasados 20 min.



Compacto (12,18 cm de altura) y ligero (138 gr).



El cabezal cierra herméticamente la medicación impidiendo su contaminación y es desmontable para una mejor limpieza.



Sin tubos de conexión para una terapia más eficaz y silenciosa. Vaporiza en todos los ángulos, por ello es ideal para los niños.



Incluye dos máscaras (niño y adulto) y boquilla.



Se suministra con una bolsa de transporte.

Descripción de producto	Referencia
Mini Plus	0201008
Mobi Mesh	0201009

	Mini Plus	Mobi Mesh
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	30,3 x 13,9 x 21,2 cm	19,8 x 13 x 7,5 cm
Peso total de la caja	2,45 kg	405 gr

Especificaciones técnicas	Mini Plus	Mobi Mesh
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	14 x 18,8 x 10 cm	4,45 x 5,34 x 12,18 cm
Peso del producto	1,8 kg	138 gr
Peso del producto con baterías		185 gr
Voltaje	230V AC, 50 Hz, 0,6A	240V AC, 63 Hz, 0,19A
Baterías		1,5V x 2 unidades AA alcalinas. Duración hasta 90 min
Salida de aerosol	≥ 1,5 ml	
Tasa de nebulización	0,3 ml/min.	0,35 +/- 0,1 ml/min.
Tamaño de las partículas	0,5 – 5 micrones	< 5 micrones
Capacidad de la copa	Mínimo 2 ml - máx. 6 ml	
Apagado automático	No	Sí
Certificados		EN 60601-1 EN 60601-1-2
Garantía	2 años. Máscara, boquilla y cabezal 6 meses	



Miniplus



Mobi Mesh

#### Apex – Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com

