

# VAC Series

## Aspiración de Secreciones

Los aspiradores Wellell permiten extraer todo tipo de secreciones favoreciendo la extracción de las mismas. Con un diseño moderno y compacto que facilita su transporte y el control de infecciones.





VacPRO

Aspirador de uso doméstico muy ligero (2,8 kg).



VacMAXI

Mayor potencia de aspiración, hasta 46 litros por minuto.



VacPLUS

Para unidades móviles gracias a sus dos baterías recargables.



Diseño ergonómico fácil de transportar



Depósito desechable opcional



Regulador de presión



Control remoto en VacPLUS

Descripción de producto	VacPRO	VacMAXI	VacPLUS
Referencia	0210002	0210033	0210034
Descripción de accesorios			
Depósito 1.800 ml	0210005		
Depósito desechable 800 ml	0210023	0210023	0210023
Sonda CH 18	0210022	0210022	0210022
Adaptador para coche			0210017
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	4,35 kg	23 x 38 x 33,2 cm 5,95 kg	5,35 kg

Especificaciones técnicas	VacPRO	VacMAXI	VacPLUS
Dimensiones (largo x ancho x alto)	35,2 x 20,6 x 19,3 cm		
Peso	2,8 kg	4,4 kg	3,3 kg
Voltaje	AC 230 VAC, 50 Hz		
Batería recargable	2 uni x 6V, 2,8A		
Consumo eléctrico	90W	100W	40W
Máxima presión de succión	600mmHg (ajustable)		
Flujo máximo	24 l/min	46 l/min	24 l/min
Capacidad depósito	800 ml	1.800 ml	1.800 ml
Nivel sonoro	<55 dBA	<60 dBA	<55 dBA
Certificados	Class II Tipo BF		
Garantía	2 años, no incluidos accesorios y recambios		

**Apex - Wellell Group**

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com

